

Link do produktu: <https://higienadent.com/huge-bond-light-cure-dental-adhesive-5ml-p-2892.html>



Huge Bond Light Cure Dental Adhesive 5ml

Cena	79,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Huge Dental

Opis produktu

Light Cure Dental Adhesive jednoskładnikowy, samotrawiący, światłoutwardzalny system wiążący 8 generacji.

Przeznaczenie:

- stomatologia,
- ortodoncja,
- protetyka.

Zastosowanie:

- system wiążący kompatybilny z procedurą wytrawiania selektywnego i całkowitego,
- do odbudowy bezpośredniej i pośredniej,
- kompatybilny z cementem światłoutwardzalnym, samoutwardzalnym i podwójnie utwardzalnym,
- kompatybilny ze światłoutwardzalną żywicą kompozytową,
- do stosowania z kompozytowymi materiałami wypełniającymi,
- do uzupełnień na bazie cyrkonu,
- do uzupełnień z ceramiki szklanej,
- bezpośrednie łączenie pod wypełnienia z kompozytów światłoutwardzalnych lub kompomerowych,
- pośrednie cementowanie uzupełnień protetycznych cementem żywicznym,
- naprawa uzupełnień z ceramiki, kompozytów lub stopu metali stosowana w połączeniu ze światłoutwardzalną żywicą kompozytową,

Zalety:

- zapewnia wysoką siłę wiązania,
- doskonała biokompatybilność,
- kompatybilny z wkładami kanałowo - korzeniowymi,
- może być stosowany do niewidocznych mocowań ortodontycznych,
- zdolny do samotrawienia,
- kompatybilny z technikami całkowitego wytrawiania i wytrawiania szkliwa,
- siła wiązania z powierzchnią szkliwa może przekraczać 20 MPa,
- silna przepuszczalność, łatwa penetracja do kanalików zębinowych - tworzenie silnego wiązania z zębina, po utwardzeniu,
- mała grubość powłoki - 8 μ m
- niski mikroprzeciek, zapobiega próchnicy wtórnej, zmniejsza nadwrażliwość pozabiegową,

Opakowanie: Light Cure Dental Adhesive 5 ml Huge.