

Link do produktu: <https://higienadent.com/huge-perfit-putty-hand-mix-masa-wyciskowa-2x400g-p-2756.html>



HUGE Perfit Putty Hand-mix - masa wyciskowa 2x400g

Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Huge Dental

Opis produktu

Perfit Putty Hand-mix - masa wyciskowa

Zastosowanie:

- wykonywanie wycisków pod korony, mosty, prace inlay i onlay,
- zalecana do wykonywania wycisków metodą jednoetapową lub dwuetapową z wykorzystaniem PERFIT LIGHT BODY dla większej precyzji

Zalety:

- wysoka wytrzymałość na zrywanie i rozciąganie,
- doskonała elastyczność,
- wysoka stabilność wymiarowa,
- łatwe mieszanie

Opakowanie:

- baza 400g (fioletowa),
- katalizator 400g (biała)
- 2 łyżki