

Link do produktu: <https://higienadent.com/hygenic-klamra-do-koferdamu-ze-skrzydełkami-1szt-p-3347.html>



Hygenic klamra do koferdamu ze skrzydełkami 1szt.

Cena	90,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Hygenic

Opis produktu

Hygenic klamra do koferdamu ze skrzydełkami:

- #00- ogólna klamra do mniejszych zębów dwuguzkowych lub siekaczy,
- #1- klamra do górnych kłów,
- #2 -klamra do większych zębów dwuguzkowych żuchwowych,
- #2A -ogólna klamra do zębów dwuguzkowych,
- #3 - klamra do żuchwowych małych zębów trzonowych,
- #4- klamra do małych górnych zębów trzonowych,
- #7- uniwersalna klamra do trzonowych zębów żuchwowych,
- #8- uniwersalna klamra do szczękowych zębów trzonowych,
- #8A- do częściowo wyrżniętych lub małych trzonowców,
- #9- uniwersalna dwukłowa klamra do zębów przednich,
- #12A - klamra do dolnych prawych i lewych górnych trzonowców,
- #13A - klamra do dolnych lewych i prawych górnych trzonowców,
- #14- klamra do częściowo wyrżniętych lub średnich trzonowców,
- #14A- klamra do częściowo wyrżniętych lub dużych trzonowców.

Opakowanie: 1szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: #00 , #1 , #12A , #13A , #14 , #14A , #2 , #2A , #3 , #4 , #7 , #8 , #8A , #9