

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 21:20

Link do produktu: <https://higienadent.com/hygiene360-prosept-orocup-p-449.html>



## HYGIENE360 PROSEPT OroCup

Cena	<b>89,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>#0750</b>
Producent	<b>HYGIENE360</b>

### Opis produktu

**Zamknięty system pielęgnacyjny do zasysania roztworów użytkowych środków Jet Forte lub Jet D.**

- Komfortowe zastosowanie do dezynfekcji i czyszczenia
- Do 2 litrów roztworu użytkowego, wlać - wstrząsnąć - zassać - gotowe
- Adapter przyłączeniowy do wszystkich węży ssących
- Wyprodukowany z polietylenu
- Odporny na środki chemiczne i uszkodzenia mechaniczne