

Link do produktu: <https://higienadent.com/hygiene360-prosept-wipes-classic-120-szt-p-3.html>



HYGIENE360 PROSEPT Wipes Classic / 120 szt.

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena | 17,60 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | #OD-041079 |
| Producent | HYGIENE360 |

Opis produktu

PROSEPT Wipes to nasączone chusteczki jednorazowego użytku, wykonane z odpornego na rozdarcia, nietkanego materiału.



PROSEPT Wipes są przeznaczone do szybkiej i łatwej dezynfekcji oraz czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych, takich jak stoły do badań, unity stomatologiczne, urządzenia medyczne i instrumenty nieinwazyjne. Starannie skomponowany preparat na bazie alkoholu zapewnia szerokie spektrum działania w krótkim czasie, nawet w przypadku dużej ilości zanieczyszczeń organicznych, np. krwi lub śliny. Niska zawartość lotnych związków organicznych (LZO) poniżej 50% minimalizuje dolegliwości skórne i oddechowe, zapewnia doskonałą kompatybilność materiałową, jak również schnięcie bez pozostawiania śladów na dezynfekowanych powierzchniach.

PROSEPT Wipes nie zawierają aldehydów i fenoli oraz ulegają biodegradacji. Wygodne wkłady uzupełniające gwarantują ekonomiczną i skuteczną dezynfekcję. Testowany dermatologicznie.

Twoje korzyści:

Szerokie spektrum zastosowań

Skuteczny wobec bakterii, prątków, grzybów, jak również wirusów otoczkowych i bezotoczkowych.

Zawierają poniżej 50% alkoholu

Chusteczki dezynfekujące do dezynfekcji wrażliwych powierzchni takich jak sztuczna skóra czy szkło akrylowe.

Gotowe do użycia mokre chusteczki

Stosowanie chusteczek eliminuje potrzebę stosowania dezynfekcji w spreju, która może powodować podrażnienia układu oddechowego, oczu i nosa.

Silnie nasycone chusteczki

Chusteczki dezynfekujące pozostają wilgotne do pół roku w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Nie zostawia pozostałości suszenia

Nie pozostawia smug, dzięki czemu nie ma potrzeby powtórnego wycierania.

Dostępne w różnych rozmiarach

Wybierz rozmiar, który odpowiada Twoim potrzebom.

(1) EN 13727, (2) Acinetobacter baumannii, beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania, Kocuria rhizophila, gronkowiec złocisty, odporne na wankomycynę bakterie Enterococcus, (3) EN 14348, (4) EN 13624, (5) CaDR, (6) EN 16615, (7) wytyczne RKI/DVV, (8) aktywny wobec wszystkich wirusów otoczkowych włącznie z wirusem zapalenia wątroby typu B i Ludzkim wirusem niedoboru odporności, (9) wirus zastępczy FCoV, (10) wirus zastępczy dla wirusa bydłowej biegunki wirusowej, (11) EN 14476, (12) aktywny wobec wszystkich wirusów otoczkowych i bezotoczkowych, * badanie nośnika.

Spektrum zastosowań / Czasy ekspozycji:

Bakteriobójcza (1)

15 sekund

| | |
|---|------------------|
| Bakterie odporne na antybiotyki (2) | 15 sekund |
| Gruźliczobójcza (3) | 60 sekund |
| Prątkobójcza (3) | 60 sekund |
| Drożdżobójcza (4) | 15 sekund |
| Drożdże odporne na antybiotyki (5) | 15 sekund |
| Wirusobójcze z ograniczonym zakresem (8,11) | 15 sekund |
| Wirus wirusowej biegunki bydła BVDV (7,11) | 15 sekund |
| Koronawirus (9,11) | 15 sekund |
| Wirus zapalenia wątroby typu B (11) | 15 sekund |
| Wirus zapalenia wątroby typu C (10,11) | 15 sekund |
| Wirus opryszczki pospolitej typu 1 (7,11) | 15 sekund |
| Ludzki wirus niedoboru odporności HIV (11) | 15 sekund |
| Wirus grypy typu A H3N2 (7,11) | 15 sekund |
| Wirus krowianki szczep Ankara MVA (11) | 15 sekund |
| Wirusobójcze (11,12) | 60 sekund |
| Adenowirus typu 5 (11) | 60 sekund |
| Norowirus MNV (12) | 60 sekund |
| Wirus polio typu 1 LSc-2ab (11) | 60 sekund |
| Rotawirus szczep Wa (11) | 30 sekund |

Formy dostawy:

*Woreczek uzupełniający zawierający 120 chusteczek dezynfekujących (14,5 x 20 cm), zapach klasyczny

*Woreczek uzupełniający zawierający 120 chusteczek dezynfekujących (14,5 x 20 cm), zapach cytrynowy

*PROSEPT Wipes Tub T1 (pusta tubka),

