

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 21:47

Link do produktu: <https://higienadent.com/hygoformic-jednorazowe-koncowki-do-slinociagu-100szt-p-2850.html>



Hygoformic jednorazowe końcówki do ślinociągu 100szt.

Cena	39,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	J.H. ORSING AB

Opis produktu

Jednorazowe końcówki do ślinociągu Hygoformic, tzw. "ślimaczki".

Wyjątkowo elastyczne - możliwość nadania indywidualnego kształtu. Nie przysysają się do błony śluzowej, są bezpieczne, posiadają 5 otworów ssących.

Opakowanie: 100szt w kolorze białym.