

Link do produktu: <https://higienadent.com/hygovac-biale-jednorazowe-koncowki-do-ssaka-100szt-p-1990.html>



## Hygovac białe jednorazowe końcówki do ssaka 100szt.

Cena	<b>17,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>000335</b>
Producent	<b>J.H. ORSING AB</b>

### Opis produktu

#### Hygovac - białe końcówki do ssaka.

Właściwości:

- **jednorazowe (produkt nie nadaje się do sterylizacji)**
- wykonane z wysokiej jakości materiałów
- nacięcie 45° po jednej stronie
- nacięcie w kształcie litery "S" po drugiej stronie
- brak otworu do regulacji
- wymiary: 11mm x 140mm.

Opakowanie: 100szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolory:** biały