

Link do produktu: <https://higienadent.com/hygovac-kolorowe-koncowki-do-ssaka-100szt-p-1990.html>



Hygovac - kolorowe końcówki do ssaka / 100szt.

Cena	19,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	000335
Producent	J.H. ORSING AB

Opis produktu

Hygovac - kolorowe końcówki do ssaka.

Właściwości:

- jednorazowe (produkt nie nadaje się do sterylizacji)
- wykonane z wysokiej jakości materiałów
- nacięcie 45° po jednej stronie
- nacięcie w kształcie litery "S" po drugiej stronie
- brak otworu do regulacji
- wymiary: 11mm x 140mm.

Dostępne kolory: biały, fiolet, limonka, niebieski, róż, zieleń, żółty.

Opakowanie: 100szt w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory: biały , fiolet , limonka , niebieski , różowy , zielony , żółty