




HIGIENA-DENT SP. Z O.O.
HURTOWNIA STOMATOLOGICZNO-MEDYCZNA
WWW.HIGIENADENT.COM

ID *DENCO*®
— FREE ENDO WITH IT —

NARZĘDZIA ENDODONTYCZNE
OFERTA MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ DO LECZENIA KANAŁOWEGO

HIGIENA-DENT SP. Z O.O.
HURTOWNIA STOMATOLOGICZNO-MEDYCZNA

www.higienadent.com



higienadent@gmail.com

ZAPRASZAMY

Czerwonka Parcel 45/o 96-500 Sochaczew

tel. +48 721 529 086, +48 605 490 183

poniedziałek - piątek 08:00-16:00



Prezentowany katalog przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów

Sprzedaż detaliczna materiałów i sprzętu stomatologicznego
Sprzedaż hurtowa dla sklepów medycznych i hurtowni
Zamówienia przyjmujemy telefonicznie i przez kontakt: higienadent@gmail.com

SPIS TREŚCI

04

O Denco

05

Pilniki maszynowe

08

Pilniki ręczne

09

Akcesoria

11

Lampy

12

Urządzenia

13

Praca pod mikroskopem

14

Kliny

14

Wiertła

15


Krażki polerskie

16

Paski/formówki

18

Gumki i kamienie do polerowania





Zaawansowane zaplecze technologiczne i produkcyjne

DENCO to nie tylko marka - to również solidne fundamenty produkcyjne i badawczo-rozwojowe. Firma posiada własne centrum R&D i zakład produkcyjny o powierzchni 4500 m², gdzie pracuje ponad 120 wykwalifikowanych pracowników. To właśnie tutaj powstają jedne z najbardziej precyzyjnych i dopracowanych instrumentów do leczenia kanałowego.

DENCO rocznie wytwarza ponad 3 miliony opakowań pilników endodontycznych, co czyni firmę jednym z większych graczy w segmencie instrumentów endo na świecie. Proces produkcji wspierają najnowocześniejsze tokarki CNC, lasery pomiarowe, skanery do kontroli geometrii oraz cyfrowe systemy testujące elastyczność i odporność zmęczeniową. Każdy etap - od surowca, przez obróbkę, aż po pakowanie - podlega rygorystycznym normom jakościowym i certyfikacjom międzynarodowym.

Narzędzia dla wymagających praktyków

DENCO oferuje kompleksowe portfolio instrumentów endodontycznych - od klasycznych pilników ręcznych, przez nowoczesne systemy rotacyjne i reciprocujące, aż po akcesoria do mikrochirurgii endodontycznej, usuwania złamanych narzędzi czy precyzyjnego płukania kanałów. Wszystkie produkty są projektowane z myślą o pracy w powiększeniu (mikroskop), z zachowaniem pełnej ergonomii i przewidywalności. To szczególnie istotne przy pracy w trudnych przypadkach - zakrzywionych kanałach, rewizjach czy przy obecności złamanych narzędzi. **Marka swoją jakością dorównuje wiodącym markom obecnym w branży endodontycznej a pilniki obrotowe, które wytwarza są klinicznie równorzędne z markami premium.**

Międzynarodowa obecność i edukacja


DENCO współpracuje z partnerami w ponad 60 krajach, w tym z dystrybutorami, uczelniami medycznymi oraz organizatorami szkoleń. Firma prowadzi własne centra edukacyjne, w których odbywają się szkolenia praktyczne, warsztaty i webinary prowadzone przez doświadczonych endodontów z całego świata.

Jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju DENCO jest wspieranie edukacji lekarzy - nie tylko poprzez dostarczanie materiałów, ale również poprzez organizację szkoleń dostosowanych do realiów danego rynku. To podejście sprawia, że marka postrzegana jest jako partner w rozwoju zawodowym, a nie tylko dostawca narzędzi.

DENCO to nie tylko producent narzędzi endodontycznych. To firma, która buduje most między technologią a praktyką kliniczną. Dzięki jasnej wizji, zaawansowanej infrastrukturze, globalnemu podejściu i otwartości na potrzeby lekarzy, DENCO wyznacza nowe standardy w leczeniu kanałowym.



CHAMELEON SUPER FILES ODPOWIEDNIK PILNIKÓW KLASY PREMIUM




HARTOWANIE LASEROWE niezwykle perfekcyjne cięcie,
zwiększona twardość powierzchni o 168%



AKTYWACJA CIEPLNA niklowo-tytanowa w połączeniu
z hartowaniem laserowym i nanopowłoką zapewnia
idealne połączenie wydajności cięcia i elastyczności



NANO-POWKŁOKA
zwiększona odporność na ścieranie od 3 do 10 razy




KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI POWIERZCHNIAMI

SPECYFIKACJA:

SX - narzędzie opcjonalne do tworzenia prostego
dostępu i poszerzenia ujść kanałów
S1 - narzędzie kształtuje część koronową, docieramy
nim na pełną długość roboczą
S2 - narzędzie kształtuje część środkową, docieramy
nim na pełną długość roboczą
F1,F2,F3,F4,F5 - narzędzie kształtuje część
wierzchołkową

TECHNIKA PRACY narzędziami CHAMELEON:

SX - ruch wymiatający, szczotkujący
S1- ruch wymiatający, szczotkujący
S2 - ruch wymiatający, szczotkujący
F1 ,F2 ,F3 ,F4 ,F5 - ruch pulsacyjny, pompujący



Długość: 19mm, 25mm

Opakowanie: blister 6 szt.

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)



Doskonałe cięcie
Biokompatybilne
Antykorozyjne
Wytrzymałość + odporność



CHAMELEON DUAL SHAPER

DO OPRACOWYWANIA KANAŁÓW KORZENIOWYCH

System *Dual Shaper* – pozwala na skuteczne opracowanie kanału przy minimalnej liczbie narzędzi. Technologia *Chameleon* – zmienna koniczność zapewniająca lepsze dopasowanie do kształtu kanału.

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)

Długość: 25mm Opakowanie: blister 5 szt.



ONLY ONE FILE

POJEDYNCZY SYSTEM PILNIKÓW DO PRZYGOTOWANIA KANAŁU KORZENIOWEGO

Wykonany z niklowo-tytanowego stopu o podwyższonej elastyczności.

Po innowacyjnej obróbce cieplnej, struktura molekularna drutu niklowo-tytanowego zmienia się tworząc unikalny niebieski kolor, o doskonałej superelastyczności i może zostać przywrócona do pierwotnego stanu po niezliczonych zgięciach.

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)

Długość: 25mm Opakowanie: blister 6 szt.



ROLL WAVE GOLD

DO OPRACOWYWANIA KANAŁÓW KORZENIOWYCH


Wykonane z niklowo-tytanowego stopu poddanego specjalnej obróbce cieplnej Gold.

Konstrukcja Roll Wave optymalizuje proces cięcia (spiralna geometria).

Wysoka elastyczność, zredukowane ryzyko złamania.

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)

Długość: 25mm Opakowanie: blister 4 szt.



SUPER FILES II GOLD

DO OPRACOWYWANIA KANAŁÓW KORZENIOWYCH


Materiał niklowo-tytanowy o zwiększonej elastyczności.

Asymetryczna geometria = lepsza penetracja i kontrola nad narzędziem.

Odporność na cykliczne zmęczenie i złamania.

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)

Długość: 25mm Opakowanie: blister 6 szt.



D-SUPER FILES

DO OPRACOWYWANIA KANAŁÓW KORZENIOWYCH

Wysokowytrzymały stop niklowo-tytanowy.

Spiralna geometria z progresywną stożkowatością ostrza.

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)

Długość: 19mm, 25mm Opakowanie: blister 6 szt.



D-FILES

DO REENDO. PILNIKI DO USUWANIA GUTAPERKI I WYPEŁNIEŃ Z KANAŁU KORZENIOWEGO

Wykonane ze stopu niklowo tytanowego NiTi.

Doskonała precyzja i efektywność w leczeniu kanałowym.

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)

Długość: 16mm, 18mm, 22mm Opakowanie: blister 6 szt.



PA-FILES GOLD

PILNIKI DO OPRACOWNIA ŚCIEŻKI KANAŁU

Kwadratowy przekrój, stożek 2%.

Wykonane ze stopu niklowo tytanowego NiTi.

Elastyczne i odporne na zużycie.

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)

Długość: 25mm Opakowanie: blister 6 szt.



PEESO REAMERS

POSZERZACZE KANAŁOWE

Doskonała jakość cięcia.

Wysoka jakość medycznej stali nierdzewnej.

Łatwa identyfikacja dzięki liczbie rowków na trzonku.

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)

Długość: 28mm, 32mm Opakowanie: 6 szt.



GATES DRILLS

WIERTŁA DO UDRAŻNIANIA KANAŁÓW

Doskonała jakość cięcia.

Wysoka jakość medycznej stali nierdzewnej.

Łatwa identyfikacja dzięki liczbie rowków na trzonku.

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)

Długość: 28mm, 32mm Opakowanie: 6 szt.



PASTE CARRIER

IGŁY LENTULO ZE SPRĘŻYNKĄ

Wypełniacze spiralne.

Wykonane z wysokiej jakości medycznej stali nierdzewnej.

Kolorystyczne kody dla łatwiejszej identyfikacji rozmiaru.

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)

Długość: 25mm Opakowanie: 4 szt.



U-FILES

DO PŁUKANIA I OCZYSZCZANIA KANAŁÓW KORZENIOWYCH

Równomierne rozprowadzenie płynów irygacyjnych w całym kanale.

Produkt dostępny w dwóch wersjach:

- NiTi
- SS

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)

Długość: 33mm Opakowanie: 6 szt.



H-FILES

DO OPRACOWYWANIA KANAŁÓW KORZENIOWYCH

Efektywne, agresywne, wydajne.

Wysoka siła cięcia.

Zamocowana na stałe podkładka i uchwyt.

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)

Długość: 25mm, 31mm Opakowanie: 6 szt.



K-FILES

DO OPRACOWYWANIA KANAŁÓW KORZENIOWYCH

Efektywne, agresywne, wydajne.

Wysoka siła cięcia.

Zamocowana na stałe podkładka i uchwyt.

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)

Długość: 25mm, 31mm Opakowanie: 6 szt.



REAMERS

POSZERZACZE KANAŁOWE

Wysokiej jakości medyczna stal nierdzewna.

Zamocowana na stałe podkładka i uchwyt.

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)

Długość: 25mm, 31mm Opakowanie: 6 szt.



SPREADERS

ROZPYCHACZE DO GUTAPERKI

Do pionowej i bocznej kondensacji gutaperki.

Zakończone wydłużonym stożkiem ze ściętym końcem.

Zamocowana na stałe podkładka i uchwyt.

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)

Długość: 25mm Opakowanie: 6 szt.



C+ FILES

WYTRZYMAŁE PILNIKI DO WYMAGAJĄCYCH KANAŁÓW

Do pracy w trudnych i wąskich kanałach korzeniowych.

Wzmocniona struktura, trójkątny przekrój.

Pilniki posiadają ograniczniki.

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)

Długość: 25mm Opakowanie: 6 szt.



MIAZGOCIĄGI

DO USUWANIA MIAZGI Z KANAŁÓW KORZENIOWYCH

Precyzyjna konstrukcja, cienkie, ostre wypustki:

skuteczne usuwanie miazgi bez uszkodzania ścian kanału.

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)

Długość: 25mm Opakowanie: 10 szt.



ZESTAW DO KOFERDAMU

W skład zestawu wchodzi:

- ramka 2szt.
 - zaciski do koferdamu 12szt.
 - dziurkacz
 - kleszcze
 - aluminiowe pudełko do autoklawu
- Sterylizacja w temp. 134°C (5 min.)



KOFERDAM STOMATOLOGICZNY

Izolacja pola zabiegowego.

Naturalny lateks, elastyczny, odporny na rozerwanie

Grubość: 0,14mm/0,18mm/0,22mm

Rozmiar: 5 x 5 cali/6 x 6 cali

Smaki: mięta, mięta łagodna, truskawka, neutral

Opakowanie: 36 szt./52szt.




MIARKA DO GUTAPERKI

Linijka kalibracyjna i otwór pomiarowy.

Wyraźne i precyzyjne linie.

Łatwa w użyciu, lekka, poręczna.

Sterylizacja parowa w temp. 121°C.



PUDEŁKO WIELOFUNKCYJNE

Wbudowana linijka do pomiaru długości pilników oraz do ich przechowywania. Sterylizacja w temp. 134°C



LINIJKI

Precyzyjny pomiar długości roboczej narzędzi kanałowych, gutaperki, sączków. Mała, lekka, ergonomiczna, możliwość regulacji średnicy pierścienia. Podziałka co 1mm.

Sterylizacja parowa w temp. 121°C.



IGŁY DO IRYGACJI

Elastyczne igły do płukania kanałów korzeniowych.

Precyzyjna irygacja i lepsza kontrola objętości płynu.

Opakowanie: 20 szt.



UCHWYT NA PILNIKI

Kompaktowy i stabilny uchwyt do porządkowania i pomiaru pilników endodontycznych w trakcie leczenia.

Łatwy w użyciu.

Sterylizacja parowa w temp. 134°C.



MIARKA ENDODONTYCZNA

Kompaktowy i stabilny uchwyt do porządkowania i pomiaru pilników endodontycznych w trakcie leczenia. Umożliwia ustawienie precyzyjnej długości roboczej pilnika - łatwiejsze ustawianie ograniczników endodontycznych.

Łatwy w użyciu. Sterylizacja w temp. 134°C.



STOJAK NA PILNIKI

Stojak z gąbką do czyszczenia pilników endodontycznych.

Skuteczne i bezpieczne usuwanie zanieczyszczeń w trakcie i po użyciu klinicznym.


Kompaktowy, lekki i łatwy w czyszczeniu.

Sterylizacja parowa w temp. 134°C.




SYMULATOR LECZENIA KANAŁOWEGO

Kompleksowy model szkoleniowy zaprojektowany do symulacji rzeczywistych procedur leczenia kanałowego. Idealny do celów edukacyjnych, demonstracyjnych i praktycznych.



BLOK EDUKACYJNY

Przezroczysty blok żywiczny z wstępnie uformowanymi kanałami korzeniowymi - idealny do nauki i doskonalenia technik opracowywania kanałów. Narzędzie szkoleniowe do ćwiczeń z użyciem pilników endodontycznych i prezentacji klinicznych.



ZESTAW SZKOLENIOWY

W skład zestawu wchodzi:

- 1 opakowanie pilników maszynowych (obrotowych)
- 2 pilniki ręczne
- 1 butelka ćwieków gutaperkowych
- 1 strzykawka z metalową końcówką do irygacji
- 1 przezroczysty blok korzeniowy z żywicy

Sterylizacja parowa (pilniki) w temp. 134°C (5 min.)



SĄCZKI PAPIEROWE

Do osuszania kanałów korzeniowych w trakcie leczenia endodontycznego. Chłonne, ręcznie zwijane, oznaczone kolorami.



Opakowanie: 100 szt.

PLUGGER

DWUSTRONNE UPYCHADŁO DO GUTAPERKI

Wstępne zagięcie igły pod kątem 90° umożliwia wygodne i precyzyjne manewrowanie.

Wykonane ze stopu niklowo tytanowego NiTi i stali nierdzewnej:

- igła niklowo-tytanowa: elastyczna,
- igła ze stali nierdzewnej: mocna i wytrzymała

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)



LAMPA POLIMERYZACYJNA LED IQ-8

- błyskawiczne utwardzanie - już w 1 sekundę
- regulowana moc światła: od 500 do 2000 mW/cm²
- 4 tryby pracy: TURBO (1 s, 3 s) - szybkie utwardzanie, FULL - praca z pełną mocą, RAMP - narastająca intensywność światła, CHECK - tryb wykrywania próchnicy
- dioda A (5W) - niebiesko-fioletowe światło o wysokiej intensywności
- długość fali (Lampa B): 385-515 nm
- wydajna bateria litowa: 3,6 V / 800 mAh



LAMPA POLIMERYZACYJNA LED EQ6

- ponad 200 cykli utwardzania po pełnym naładowaniu
- czas czuwania: do 150 dni
- 3 tryby pracy: PEŁNY: natężenie światła 1400-1500 mW/cm², czas utwardzania do wyboru - 5, 10, 15 lub 20 sekund; IMPULS: cykliczne działanie w zakresie 0-1500 mW/cm², również dla 5, 10, 15 lub 20 sekund; RAMP: łagodny start - pierwsze 5 sekund narastające (0-1500 mW/cm²), następnie pełna moc (1400-1500 mW/cm²) przez 5, 10, 15 lub 20 sekund
- dostępna także w wersji do montażu na unicie stomatologicznym
- sterylizacja końcówki prowadzącej w temp. 121 °C (15min.)



POLERKA E-MATE

- ergonomiczna konstrukcja
- mała główka
- jednorazowy kąt profilaktyczny
- różne warianty kątnic jednorazowych

Do codziennej profilaktyki, zabiegów higienizacyjnych i polerowania zębów.



TESTER STABILNOŚCI IMPLANTU IST-D

- lekka konstrukcja, niewielkie wymiary, łatwa obsługa
- bezpieczny pomiar metodą tappingu
- automatyczny system bezpieczeństwa
- nadaje się do wszystkich typów implantów



LOKALIZATOR IMPLANTU IL-D

- szybka i precyzyjna lokalizacja implantu ukrytego pod dziąsłem
- łatwy w użyciu
- małoinwazyjne leczenie



ODCINACZ DO GUTAPERKI

- szybkie nagrzewanie do temp. 260°C
- igłę można sterylizować i używać wielokrotnie
- ładowanie bezprzewodowe
- akumulator: 1,2 V, 2400 mAh, 2,5 W
- napięcie wejściowe ładowarki: 110 V / 220-240 V, 50-60 Hz
- sterylizacja końcówki w temp. 121°C (~20min.) lub 132°C/134°C (~5min.)



E-MATE PAD

SILNIK ENDODONTYCZNY + ENDOMETR

- 2w1: precyzyjna lokalizacja wierzchołka z kontrolowanym obrotem instrumentów
- inteligentny interfejs ekranu dotykowego
- wiele predefiniowanych ustawień systemu plików
- regulowany moment obrotowy i prędkość
- Auto Reverse i Auto Stop: funkcje bezpieczeństwa, które aktywują się, gdy pilnik dotrze do strefy wierzchołkowej
- lokalizator wierzchołka z automatyczną kalibracją
- wyświetlacz: Kolorowy ekran dotykowy (4,5-5 cali)
- zakres prędkości: 120-1000 obr./min
- zakres momentu obrotowego: 0,6 - 4,0 N·cm
- przełożenie: 1:1, 10:1 Kompatybilny z kątownikiem
- typ baterii: akumulator litowo-jonowy
- czas pracy: do 6-8 godzin
- czas ładowania: ok. 3 godziny
- sterylizacja (max. 132°C): kątnica, haczyk, klips, podstawa rękojeści, gumowa obudowa, sonda

Opakowanie zawiera: główna jednostka padów E-Mate, rękojeść kątowna (10:1), akcesoria pomiarowe Apex (klipsy do pilników, haczyk wargowy), adapter ładujący, narzędzie kalibracyjne i tester, instrukcja obsługi





ENDO EXTRACTOR SYSTEM E-MATE ES

Zestaw do usuwania złamanych instrumentów endodontycznych z kanału korzeniowego.

Sterylizacja parowa w temp. 134°C (5 min.)



MICRO-SHAPER MICRO-PROBER

Precyzyjne narzędzie endodontyczne do pracy pod mikroskopem

Opakowanie: 3szt.



UCHWYT DO MICROFILES

Uchwyt do narzędzi Microfiles.
Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)



MICROFILES

Pilniki endodontyczne do pracy pod mikroskopem:

C+ Files
H-Files
K-Files

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)

Opakowanie: 6szt.



MIKROSKOP DM-530PRO

Wysoka rozdzielczość i jasność obrazu, duża głębokość ostrości;
Źródło światła LED o ultradługiej żywotności - do 100tys. godzin pracy;
Zintegrowana kamera CCD 4K;
Obiektyw z ultraszerokim zakresem zoomu (200-450 mm);
Kompaktowa, elegancka oprawka, zapewniająca swobodę ruchu i elastyczne ustawienie



MIKROSKOP DM-580PRO

5-stopniowa zmiana powiększenia;
Obiektyw z zakresem ogniskowej 200-450 mm;
Wbudowany rejestrator wideo 4K;
Intuicyjny system dotykowy;
System wahadłowy



KLINY DREWNIANE MIĘDZYŻĘBOWE

Drewniane kliny w opakowaniu uzupełniającym; anatomiczny kształt, dopasowanie do przestrzeni międzyzębowej:

- pomarańczowe (supercienkie, krótkie)
- białe (cienkie, krótkie)
- żółte (cienkie, długie)
- niebieskie (średnie, krótkie)
- różowe (średnie, długie)
- fioletowe (grube, długie)

Sterylizacja w autoklawie w temp. 121°C (20 min.)

Opakowanie: 100szt.



KLINY DREWNIANE MIĘDZYŻĘBOWE

Anatomiczny kształt, dopasowanie do przestrzeni międzyzębowej:

- pomarańczowe (supercienkie, krótkie)
- białe (cienkie, krótkie)
- żółte (cienkie, długie)
- niebieskie (średnie, krótkie)
- różowe (średnie, długie)
- fioletowe (grube, długie)

Sterylizacja w autoklawie w temp. 121°C (20 min.)

Opakowanie: mix 400szt.



KLINY PLASTIKOWE MIĘDZYŻĘBOWE

Plastikowe kliny w opakowaniu uzupełniającym:

- niebieskie (supercienkie, krótkie)
- zielone (cienkie, krótkie)
- żółte (średnie, długie)
- fioletowe (grube, długie)

Sterylizacja w autoklawie w temp. 121°C (20 min.)

Opakowanie: 100szt.



KLINY PLASTIKOWE MIĘDZYŻĘBOWE Z OTWOREM

Plastikowe kliny z otworem:

- niebieskie (supercienkie, krótkie)
- zielone (cienkie, krótkie)
- żółte (średnie, długie)
- fioletowe (grube, długie)

Sterylizacja w autoklawie w temp. 121°C (20 min.)

Opakowanie: 100szt.



WIERTŁO Z WĘGLIKA WOLFRAMU HP

Wiertło na prostnicę.

Do użytku w protetyce.

Sterylizacja w temp. 132°C (4 min.)

Opakowanie: 6szt.



WIERTŁO DIAMENTOWE HP

Wiertło na prostnicę.

Ostre i trwałe.

Do szlifowania i polerowania ceramiki.

Do użytku w protetyce.

Sterylizacja w temp. 121°C (co najmniej 20 min.)

Sterylizacja w temp. 126°C (co najmniej 15 min.)





TRZYMADEŁKO DO KRAŻKÓW

Do użycia z
krążkami polerskimi.
Sterylizacja parowa
w temp. 134° (5 min.)



TRZYMADEŁKO DO KRAŻKÓW

Do użycia z
krążkami polerskimi.
Sterylizacja parowa
w temp. 134° (5 min.)



KRAŻKI POLERSKIE

Do wykańczania,
polerowania
materiałów
kompozytowych.

Dostępne 4 średnice:
Φ10 mm, Φ12 mm,
Φ14 mm, Φ16 mm.

Sterylizacja parowa w
temp. 121° (20 min.)

Opakowanie: 50szt.
w wybranym rozmiarze
(coarse, medium, fine,
superfine)



KRAŻKI POLERSKIE TRZPIENIOWE

Do wykańczania,
polerowania materiałów
kompozytowych.
Bez metalowego
środka.

Sterylizacja parowa w
temp. 121° (20 min.)

Dostępne 4 średnice:
Φ10 mm, Φ12 mm,
Φ14 mm, Φ16 mm.

Opakowanie: 50szt.
w wybranym rozmiarze
(coarse, medium, fine,
superfine)



KRAŻKI POLERSKIE

Do wykańczania,
polerowania
materiałów
kompozytowych.

Dostępne 4 średnice:
Φ10 mm, Φ12 mm,
Φ14 mm, Φ16 mm.

Sterylizacja parowa w
temp. 121° (20 min.)

Opakowanie: mix 40szt.
+ trzymadełko



KRAŻKI POLERSKIE TRZPIENIOWE

Do wykańczania,
polerowania materiałów
kompozytowych.
Bez metalowego
środka.

Sterylizacja parowa w
temp. 121° (20 min.)

Dostępne 4 średnice:
Φ10 mm, Φ12 mm,
Φ14 mm, Φ16 mm.

Opakowanie: mix 40szt.
+ trzymadełko

ELITE-MATRIX SYSTEM

ZESTAW MATRYC SEKCYJNYCH

Profilowane matryce metalowe, kliny drewniane oraz akcesoria.
W jego skład wchodzi: 3 pierścienie Elite, 1 wkładka Re-Force,
10 cylindrycznych rurek silikonowych, 10 rurek silikonowych Deltea,
140 profilowanych matryc metalowych oraz 140 klinów drewnianych.
Sterylizacja w temp. 121 °C (co najmniej 20 min.)
Sterylizacja w temp. 126 °C (co najmniej 15 min.)



PROFILOWANE MATRYCE METALOWE (ZESTAW)

ZESTAW MATRYC SEKCYJNYCH

Matryce sekcyjne, profilowane. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, grubość 0,05mm. Zestaw zawiera: 10 szt. dużych z wypustką, 10 szt. średnich z wypustką, 10 szt. małych z wypustką, 20 szt. dużych 30 szt. średnich, 20 szt. małych, 1 szt. standardowego pierścienia, 1 szt. pierścienia delta.
Sterylizacja w temp. 121 °C (co najmniej 20 min.)
Sterylizacja w temp. 126 °C (co najmniej 15 min.)



Opakowanie: 100szt.

PROFILOWANE MATRYCE METALOWE

Profilowane matryce metalowe, opakowanie pojedyncze.
Sterylizacja w temp. 121 °C (co najmniej 20 min.)
Sterylizacja w temp. 126 °C (co najmniej 15 min.)

Opakowanie: 50szt.



ZACISK PIERŚCIENIOWY

Zacisk pierścieniowy, standardowy, do matryc.
Sterylizacja w temp. 134 °C



ZACISK PIERŚCIENIOWY

Zacisk pierścieniowy do formówek sekcyjnych.
Sterylizacja w temp. 134 °C



PASKI DO FORMÓWKI

DO ZĘBÓW TRZONOWYCH

Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
Dostępne w dwóch grubościach: 0,050mm i 0,035mm.
Sterylizacja w temp.121 °C (co najmniej 20 min.)
Sterylizacja w temp.126 °C (co najmniej 15 min.)



PASKI DO FORMÓWKI


DO ZĘBÓW TRZONOWYCH

Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
Dostępne w dwóch grubościach: 0,050mm i 0,035mm.
Sterylizacja w temp.121 °C (co najmniej 20 min.)
Sterylizacja w temp.126 °C (co najmniej 15 min.)



PASKI DO FORMÓWKI

Prostokątne paski o długości 100 mm i szerokości: 5mm, 6mm, 7mm.
Dostępne w dwóch grubościach: 0,050mm i 0,035mm.
Sterylizacja w temp.121 °C (co najmniej 20 min.)
Sterylizacja w temp.126 °C (co najmniej 15 min.)



PASKI DO FORMÓWKI

Z METALOWĄ MATRYCĄ

Paski na rolce, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
Dostępne w dwóch grubościach: 0,050mm i 0,035mm.
Dostępne w szerokościach: 5mm, 6mm, 7mm.
Sterylizacja w temp.121 °C (co najmniej 20 min.)
Sterylizacja w temp.126 °C (co najmniej 15 min.)



FORMÓWKA

Uniwersalna, do odbudowy zębów na powierzchniach styecznych i w odcinkach bocznych. Sterylizacja w temp.134 °C



GUMKI DO POLEROWANIA

DO KOMPOZYTU, CYRKONU, CERAMIKI

Wykonane z wysokiej jakości silikonu z dodatkiem proszku diamentowego, idealne do wygładzania i końcowego polerowania kompozytu, cyrkonu i ceramiki szklanej. Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)



GUMKI DO POLEROWANIA

DO CERAMIKI, PORCELANY, ŻYWICY

Silikonowe gumki do obróbki/polerowania ceramiki, porcelany, żywicy. Polerki wykonane są z elastycznego silikonu; efektywność ścierania i precyzyjne wykończenie powierzchni bez ryzyka uszkodzenia struktury materiału. Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)



GUMKI DO POLEROWANIA

DO AMLAGAMTU, METALU

Silikonowe gumki do polerowania i wykańczania zębów z metali szlachetnych. Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)



GUMKI DO POLEROWANIA

DO CERAMIKI, CYRKONU

Diaamentowe gumki do polerowania i wykańczania ceramiki, cyrkonu. Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)



GUMKI DO POLEROWANIA

POLERKA SILIKONOWA FG

Do wygładzania i wstępnego polerowania zębów porcelanowych, żywicznych. Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)



GUMKI DO POLEROWANIA

DO CERAMIKI, CYRKONU

Diaamentowe gumki polerskie do ceramiki, cyrkonu. Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)



KAMIENIE ARKANSAS

Białe kamienie ściernie na turbinę. Do korygowania kształtu, usuwania nadmiaru kompozytu, do wygładzania, wykańczania i polerowania powierzchni zębów, kompozytów, ceramiki. Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)



ZESTAW DO POLEROWANIA E-LITE

KOMPOZYTÓW

Zestaw SDT-KA zawiera 6 silikonowych polerek kompozytowych:

2 niebieskie (coarse), 2 fioletowe (medium), 2 beżowe (fine).

Wykonane z wysokiej jakości silikonu z dodatkiem proszku diamentowego, idealne do polerowania kompozytu, cyrkonu i ceramiki szklanej.

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)




SDT-KA

ZESTAW DO POLEROWANIA (A)

KOMPOZYTÓW

Zestaw CPR-KA zawiera: 4 kamienie Arkansas (korygowania kształtu, usuwania nadmiaru kompozytu), 4 niebieskie drobne silikonowe polerki (do usuwania zarysowań, wstępnego polerowania), 4 jasnoróżowe ultradrobne gumowe polerki diamentowe (polerowanie powierzchni na wysoki połysk).

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)



CPR-KA

ZESTAW DO POLEROWANIA (B)

KOMPOZYTÓW

Zestaw CPR-KB zawiera: 4 kamienie Arkansas (korygowania kształtu, usuwania nadmiaru kompozytu), 4 różowe średnie i 4 niebieskie drobne silikonowe polerki (do usuwania zarysowań powierzchni i wstępnego polerowania).

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)



CPR-KB

ZESTAW DO POLEROWANIA

AMALGAMATU I METALU

Zestaw Apr-KA zawiera: 4 czarne grube, 4 brązowe średnie, 4 jasnozielone drobne silikonowe polerki.

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)




Apr-KA

ZESTAW DO POLEROWANIA (A)

PORCELANY

Zestaw PPr-KA zawiera: 4 kamienie Arkansas (do szlifowania szczękowo-twarzowego), 4 różowe silikonowe polerki średniej twardości (wstępne polerowanie), 4 jasnoszare drobnoziarniste, diamentowe gumowe polerki (na wysoki połysk).

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)




PPr-KA

ZESTAW DO POLEROWANIA (B)

PORCELANY

Zestaw PPr-KB zawiera: 4 białe gruboziarniste, 4 różowe średnioziarniste, 4 niebieskie drobnoziarniste silikonowe polerki (do polerowania porcelany, naturalnych zębów).

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)




PPr-KB

ZESTAW DO POLEROWANIA

I SZLIFOWANIA CYRKONU

Zestaw ZPr-KA zawiera: 4 diamentowe ceramiczne polerki (do szlifowania szczękowo-twarzowego), 4 jasnoszare drobnoziarniste diamentowe gumki polerskie (do wstępnego polerowania), 4 jasnoróżowe ultracienkie, gumowe polerki z diamentowym nasypem.

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)



ZPr-KA

ZESTAW DO POLEROWANIA

CYRKONU

Zestaw ZPr-KB zawiera: 4 niebieskie średnie, 4 jasnoszare drobne, 4 jasnoróżowe ultradrobne gumowe polerki diamentowe do szlifowania i polerowania cyrkonu/dwukrzemianu litu.

Sterylizacja parowa w temp. 134° (5 min.)



ZPr-KB



Nasza wizja:

Tworzyć wartość dla świata stomatologii

Nasza misja:

Wspierać lekarzy w skutecznej i komfortowej pracy endodontycznej

DENCO - Twój niezawodny partner w endodoncji
