

Link do produktu: <https://higienadent.com/imicryl-biofactor-mta-bioaktywny-cement-naprawczy-1-dawka-0-2g1-5ml-p-2658.html>



Imicryl Biofactor MTA bioaktywny cement naprawczy 1 dawka 0,2g+1,5ml

Cena **25,99 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **A**

Producent **Imicryl**

Opis produktu

Imicryl Biofactor MTA (Mineral Trioxide Aggregate - mineralne kruszywo trójtlenkowe) uszczelniaacz kanałów korzeniowych, bioaktywny materiał naprawczy na bazie krzemianu trójwapniowego. **Biofactor MTA** posiada wysokie właściwości uszczelniające, nie powoduje przebarwień zębów, jest odporny na wyplukiwanie. Proporcje materiału można dostosowywać w zależności od wykonywanej procedury, konsystencja gęsta lub rzadka do różnych wskazań:

1. rzadka konsystencja dla: resorpcja, apeksyfikacja, czop wierzchołkowy.
2. gęsta konsystencja (szpachlowa konsystencja) dla: pokrycia miazgi, perforacji komory miazgi, pulpotomii i wypełnień końcówki korzenia.

Zastosowanie:

- wskazania endodontyczne
- wskazania pediatryczne (zęby tymczasowe i zęby stałe)
- żywa miazga

Właściwości:

- biokompatybilność,
- wysoce nieprzepuszczalny dla promieni RTG,
- wysokie właściwości uszczelniające,
- nie powoduje przebarwień zębów,
- jest odporny na wyplukiwanie po aplikacji,
- konsystencja gęsta lub rzadka do różnych wskazań,
- lepsze mieszanie, aplikacja,
- praca z materiałem nie wymaga użycia specjalnego sprzętu,
- drobniejszy puder do szybkiego wiązania, szybko się utwardza.

Opakowanie Imicryl Biofactor MTA zawiera: 1 dawka 0,2g + 1,5ml.