

Link do produktu: <https://higienadent.com/imicryl-biofactor-mta-zestaw-uszczelniacz-kanalow-korzeniowych-9-dawek-proszek-1-8g-plyn-2-5ml-p-2659.html>



Imicryl Biofactor MTA Zestaw uszczelniacz kanałów korzeniowych 9 dawek proszek 1,8g + płyn 2,5ml

Cena	124,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Imicryl

Opis produktu

Imicryl Biofactor MTA (Mineral Trioxide Aggregate - mineralne kruszywo trójtlenkowe) uszczelniacz kanałów korzeniowych, bioaktywny materiał naprawczy na bazie krzemianu trójwapniowego. **Biofactor MTA** posiada wysokie właściwości uszczelniające, nie powoduje przebarwień zębów, jest odporny na wyplukiwanie. Proporcje materiału można dostosowywać w zależności od wykonywanej procedury, konsystencja gęsta lub rzadka do różnych wskazań:

1. rzadka konsystencja dla: resorpcja, apeksyfikacja, czop wierzchołkowy.
2. gęsta konsystencja (szpachlowa konsystencja) dla: pokrycia miazgi, perforacji komory miazgi, pulpotomii i wypełnień końcówki korzenia.

Zastosowanie:

- wskazania endodontyczne
- wskazania pediatryczne (zęby tymczasowe i zęby stałe)
- uniwersalne zastosowanie w przypadku żywej miazgi

Właściwości:

- biokompatybilność,
- wysoce nieprzepuszczalny dla promieni RTG,
- wysokie właściwości uszczelniające,
- nie powoduje przebarwień zębów,
- jest odporny na wyplukiwanie po aplikacji,
- konsystencja gęsta lub rzadka do różnych wskazań,
- lepsze mieszanie,
- łatwa aplikacja,
- praca z materiałem nie wymaga użycia specjalnego sprzętu,
- drobniejszy puder do szybkiego wiązania, szybko się utwardza.

Zestaw Imicryl Biofactor MTA zawiera żelowy płyn, który ułatwia pracę i aplikację materiału podczas wykonywanego zabiegu. Proszek i płyn można dowolnie mieszać tworząc odpowiednie konsystencje (płynne, gęste lub o konsystencji pasty) w zależności od zabiegu.

Zestaw **Imicryl Biofactor MTA** zawiera:

- 9 dawek proszku 1,8g: 4 x 1 dawka (0,2g) + 1 x 5 dawka (1g)
- płyn 2,5ml