

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 17:59

Link do produktu: <https://higienadent.com/imicryl-bisotic-lak-szczelinowy-1-25g-p-3184.html>

## Imicryl Bisotic lak szczelinowy 1,25g



Cena	<b>34,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Imicryl</b>

### Opis produktu

**Imicryl Bisotic lak szczelinowy do uszczelniania bruzd, małych ubytków, zagłębień, powierzchni okluzyjnych, rozszerzonych pęknięć.**

Lak skutecznie chroni przed próchnicą, wykazuje działanie bakteriostatyczne, wysoką stabilność i doskonałą przyczepność do szkliwa. Długotrwałe uwalnianie fluoru, wysoka zawartość nieorganicznego wypełnienia (50%) - zapewnia wyjątkową odporność na ścieranie.

Łatwa kontrola wizualna - podczas aplikacji lak jest różowy, po naświetlaniu lampą polimeryzacyjną zmienia kolor na biały.

**Opakowanie:** strzykawka 1,25g, aplikatory.