

Link do produktu: <https://higienadent.com/imicryl-calciplus-lc-swiatloutwardzalny-podklad-na-bazie-wodorotlenku-wapnia-2g-p-2663.html>



Imicryl Calciplus LC światłoutwardzalny podkład na bazie wodorotlenku wapnia 2g

Cena	37,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Imicryl

Opis produktu

Imicryl Calciplus LC światłoutwardzalny podkład na bazie wodorotlenku wapnia, przeznaczony do uszczelniania i ochrony miazgi zęba.

Działa jak bariera chroniąca miazgę. Preparat nie powoduje rozwoju próchnicy zębów (właściwości kariostatyczne), uwalnia korzystne jony wapnia, jony hydroksylowe i jony fosforanowe.

Zastosowanie:

- do bezpośredniego pokrycia odsłoniętej miazgi zęba,
- do pośredniego pokrycia odsłoniętej miazgi zęba

Opakowanie: strzykawka 2g.