

Link do produktu: <https://higienadent.com/imicryl-nova-compo-b-plus-adhesive-5ml-p-2895.html>



IMICRYL Nova Compo B Plus Adhesive 5ml

Cena	94,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Imicryl

Opis produktu

CompoB Plus - światłoutwardzalny bond na bazie etanolu/wody, samotrawiący, jednoetapowy, "wszystko w jednym". Można go niezawodnie stosować w trybie total-etch, self-etch lub selective-etch, zarówno w przypadku uzupełnień bezpośrednich, jak i pośrednich.

Łagodna kwasowość pozostawia zamknięte kanaliki zębowe, aby wyeliminować nadwrażliwość pooperacyjną.

Jest wskazana do kompozytów światłoutwardzalnych, leczenia powierzchni korzeni i uszczelniania ubytków.

Brak mieszania i wytrawiania, gruntowania i łączenia w jednym materiale.

Najwyższa siła wiązania zarówno do zębiny, jak i szkliwa dla siódmej generacji,

Zawiera 2 funkcjonalne monomery, które tworzą lepszą podwójną przyczepność chemiczną.

Monomer MOP optymalizuje samotrawienie, zwiększa stabilność podczas przechowywania i zapewnia trwałość przyczepności.

Monomer 4-META zwiększa siłę wiązania zębiny.

Monomer MDP zapewnia:

- lepsza przyczepność do szkliwa,
- zwiększona właściwości samotrawiące,
- większa stabilność produktu,
- wysoka siła przyczepności do podłoża metalowych i ceramicznych innych niż szkło,
- zapewnia trwałość przyczepności; silne wiązanie z powierzchniami apatytu poprzez tworzenie nierozpuszczalnych soli Ca^{+2} ,

Zalety monomeru karboksylowanego dimetacylanu:

- siła wiązania zębiny,
- reaguje z apatytem,
- poprawia wydajność wiązania w warunkach zmiennej wilgotności i głębokiej zębiny

Opakowanie: 5ml.