

Link do produktu: <https://higienadent.com/imicryl-nova-compo-hf-flow-plynnny-kompozyt-nanohybrydowy-p-2898.html>



IMICRYL Nova Compo HF Flow płynny kompozyt nanohybrydowy

Cena	27,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Imicryl

Opis produktu

NOVA COMPO-HF to światłoutwardzalny, nanohybrydowy, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich płynny kompozyt. Nadaje się również do stosowania jako wyściółka ubytków i wszelkiego rodzaju małych ubytków.

Charakterystyka:

- wysoka nieprzepuszczalność dla promieni rentgenowskich,
- perfekcyjne właściwości optyczne,
- bardzo duża odporność na ścieranie,
- doskonałe właściwości wyścielające i konsystencja dla wszystkich wskazań kompozytowych,
- stosować jako podkład w ubytkach klasy I i II oraz jako materiał do wypełnień małych ubytków, a nawet ubytków klasy V,
- bardzo mały skurcz polimeryzacyjny.

Opakowanie: 2g.