

Link do produktu: <https://higienadent.com/imicryl-nova-glass-lc-swiatloutwardzalny-cement-glasjonomerowy-wzmocniony-zywica-12g6ml-p-3457.html>



Imicryl Nova Glass LC światłoutwardzalny cement glasonomerowy wzmocniony żywicą 12g+6ml

| | |
|------------------|------------------|
| Cena | 104,99 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | A |
| Producent | Imicryl |

Opis produktu

Imicryl Nova Glass LC światłoutwardzalny cement glasonomerowy wzmocniony żywicą. Do zastosowania jako materiał odtwórczy do stosowania w ubytkach klasy III, V oraz mlecznych.

We wskazaniach wtórnych stosowany jako baza, liner i odbudowa zrębu (wyściółka, podstawa i odbudowa rdzenia).

Właściwości:

- radionieprzepuszczalny,
- dobre przyleganie do zębiny,
- zmniejszona wrażliwość na wilgoć,
- uwalnianie fluoru,
- małe cząsteczki,
- doskonała estetyka,
- działa bakteriostatycznie,
- silne wiązanie z zębina,
- system dozowania proszku,
- 12g proszek, 6ml płyn,
- dostępne kolory: A2,A3.

Opakowanie: Imicryl Nova Glass LC 12g+6ml w wybranym kolorze (A2, A3).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A2 , A3