

Link do produktu: <https://higienadent.com/ivoclar-monobond-etch-prime-5g-p-2893.html>

WKRÓTCE ZAMIEŚCIMY  
ZDJĘCIE PRODUKTU

## IVOCLAR Monobond Etch & Prime 5g

Cena	<b>649,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Ivoclar Vivadent</b>

### Opis produktu

**Monobond Etch & Prime jednoskładnikowy primer do ceramiki. Pozwala na trawienie i silanizację powierzchni ceramik szklanych w jednej, procedurze.**

**W tym samym czasie następuje trawienie powierzchni oraz oczyszczanie z zanieczyszczeń białkowych zawartych np. w ślinie.**

#### Właściwości:

- przy użyciu środka Monobond Etch & Prime nie ma potrzeby wytrawiania powierzchni kwasem fluorowodorowym ,
- znacznie skrócona procedura przy użyciu jednej butelki - trawienie oraz silanizacja ceramiki szklanej w jednym kroku,
- wysoka trwałość i stabilność wiązania dzięki systemowi trawienia i silanizacji.

**Wskazania:** trawienie i silanizacja w procesie przygotowania uzupełnień wykonanych z ceramiki szklanej do cementowania.

**Opakowanie:** 5g