

Link do produktu: <https://higienadent.com/ivoclar-vivadent-material-do-wypełniania-kanalow-apexit-plus-6g-p-2099.html>

WKRÓTCE ZAMIEŚCIMY
ZDJĘCIE PRODUKTU

Ivoclar Vivadent materiał do wypełniania kanałów Apexit Plus 6g

Cena	150,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	000730
Producent	Ivoclar Vivadent

Opis produktu

Apexit Plus jest materiałem przeznaczonym do wypełniania kanałów korzeniowych. Zawiera wodorotlenek wapnia, nie zmienia objętości i charakteryzuje się bardzo dobrą kontrastowością w promieniach rtg. Przeznaczony do pracy każdą techniką obturacyjną z zastosowaniem gutaperki.

Zalety:

- Przeznaczony do każdej techniki obturacyjnej - nowa, ulepszona receptura,
- Dobrze tolerowany przez tkanki nie zawiera formaldehydu, kortykosterydów, antybiotyków,
- Trwale uszczelnia kanały dzięki płynnej konsystencji możliwe jest wypełnienie nawet nietypowo ukształtowanych kanałów,
- Praktyczny w zastosowaniu w strzykawce mieszającej wraz z końcówkami umożliwiającymi aplikację materiału bezpośrednio do kanału. W temperaturze pokojowej i przy normalnej wilgotności powietrza Apexit Plus można wykorzystać do pracy w ciągu trzech godzin od zmieszania.

Opakowanie: strzykawka 6g