

Link do produktu: <https://higienadent.com/ivoclar-vivadent-politip-gumki-do-polerowania-6-szt-p-1806.html>



Ivoclar Vivadent Politip gumki do polerowania / 6 szt.

Cena	60,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	533603
Producent	Ivoclar Vivadent

Opis produktu

Ivoclar Politip - uniwersalny system polerski - gumki silikonowo-kauczukowe przeznaczone do:

- opracowywania (szare) - służą do usuwania nadmiaru materiałów i wstępnego polerowania
- polerowania wypełnień z materiałów złożonych i amalgamatów (zielone) - służą do ostatecznego polerowania powierzchni.

Dostępne kształty gumek:

- duży płomyk
- duży kielich
- mały kielich

Dostępne opakowanie: 6 szt. gumek .

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gumki do polerowania Polityp : szary duży kielich , szary mały kielich , szary płomyk , zielony duży kielich , zielony mały kielich , zielony płomyk