

Link do produktu: <https://higienadent.com/ivoclar-vivadent-variolink-esthetic-dc-system-kit-p-2289.html>WKRÓTCE ZAMIEŚCIMY
ZDJĘCIE PRODUKTU

Ivoclar Vivadent Variolink Esthetic DC System Kit

Cena	2 300,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	8%000606
Producent	Ivoclar Vivadent

Opis produktu

Variolink Esthetic jest estetycznym, światło i dualnie wiążącym cementem kompozytowym przeznaczonym do ostatecznego cementowania ceramicznych i kompozytowych uzupełnień protetycznych stałych.

Koncepcja budowy tego cementu oparta jest na bazie estetycznych, doskonałych jakościowo cementów Variolink II i Variolink Veneer, które dowiodły swojej wartości przez wiele lat zastosowania klinicznego.

Variolink Esthetic reprezentuje nową generację cementów kompozytowych zapewniając doskonałą estetykę i przyjazny dla użytkownika sposób stosowania.

Zalety:

- Doskonała stabilność odcieni dzięki zastosowaniu opatentowanego fotoinicjatora polimeryzacji -Ivocerin, który nie zawiera ko-inicjatorów w postaci amin
- Zrównoważony i zwięzły system doboru koloru „Effect shade system”
- Naturalna fluorescencja materiału
- Łatwy i precyzyjny sposób usuwania nadmiarów
- Konsystencja materiału - idealne połączenie płynności i stabilności cementu
- Doskonały kontrast na zdjęciach rentgenowskich

Wskazania:

Variolink Esthetic LC (tylko światłoutwardzalny)

Przeznaczony do ostatecznego cementowania uzupełnień wykonanych z ceramiki szklanej, dwukrzemianu litu lub materiałów złożonych (uzupełnień typu inlay, onlay i licówek). Przeznaczony do cementowania uzupełnień o grubości tylko

Variolink Esthetic DC (dualnie wiążący)

Przeznaczony do ostatecznego cementowania uzupełnień wykonanych z ceramiki szklanej, dwukrzemianu litu lub materiałów złożonych (uzupełnień typu inlay, onlay, koron częściowych, koron całkowitych, mostów).

Odcienie: Light+, Light, Neutral, Warm, Warm+

Opakowanie zawiera:

- 3x strzykawka Automix Variolink Esthetic DC, 5 g (light, neutral, warm)
- 3x strzykawka Variolink Esthetic Try-In Paste, 1.7 g (light, neutral, warm)
- 1x strzykawka Total Etch, 2 g
- 1 x Adhese Universal 1 butelka, 5 g
- 1 x butelka Monobond Plus, 5 g
- 1 x strzykawka Liquid Strip, 2.5 g
- akcesoria