

Link do produktu: <https://higienadent.com/ivoclar-wytrawiacz-total-etch-2x2g-p-2933.html>

WKRÓTCE ZAMIEŚCIMY  
ZDJĘCIE PRODUKTU

## IVOCLAR wytrawiacz Total Etch 2x2g

Cena	<b>89,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Ivoclar Vivadent</b>

### Opis produktu

**Wytrawiacz Total Etch jest 37% kwasem fosforowym w postaci żelu. Przeznaczonym jest do wytrawiania szkliwa i zębiny.**

Doskonały do wytrawiania przy lakowaniu zębów, wypełnianiu ubytków i adhezyjnym cementowaniu uzupełnień całoceramicznych i kompozytowych.

#### Cechy:

- właściwa konsystencja,
- szybkie nakładanie dzięki odpowiedniej gęstości produktu,
- barwnik pozwala na dokładną aplikację,
- tłok strzykawki pozwala na bardzo ekonomiczne dozowanie,
- strzykawka typu Jumbo pozwalają na ponowne napełnienie małych strzykawek.

#### Technika wytrawiania szkliwa lub całkowitego wytrawiania tkanek zęba, w następujących przypadkach:

- wypełnienia kompozytowe,
- adhezyjne cementowanie koron, mostów, licówek, mostów adhezyjnych, wkładów koronowo- korzeniowych oraz wkładów typu inlay,
- szynowanie zębów,
- mocowanie zamków ortodontycznych oraz biżuterii nazębnej Skyce,
- lakowanie zębów.

**Opakowanie:** 2 strzykawki po 2g.