

Link do produktu: <https://higienadent.com/kartonowy-pojemnik-na-odpady-medyczne-2-5l-p-3071.html>



Kartonowy pojemnik na odpady medyczne 2,5l

Cena	4,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Ekopak

Opis produktu

Wykonany z bardzo sztywnego kartonu (450 g/m²) pojemnik na odpady medyczne o pojemności 2,5l. Przeznaczony do zbierania drobnych odpadów medycznych, igieł ze strzykawkami, igieł kanałowych, wenflonów, strzykawek, itp. Instrukcja złożenia pudełka.

Etykieta ostrzegawcza 'materiał zakaźny'.

Wymiary: dł., szer., wys. 205 x 145 x 145 mm, otwór wrzutowy śr. 56 mm.

Opakowanie: 1szt.