

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 20:38

Link do produktu: <https://higienadent.com/kartonowy-pojemnik-na-zuzyte-igly-0-8l-p-3072.html>



## Kartonowy pojemnik na zużyte igły 0,8l

Cena	<b>6,49 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Ekopak</b>

### Opis produktu

**Wykonany z bardzo sztywnego kartonu (500 g/m<sup>2</sup>) pojemnik o podwójnych ściankach i polietylenowym wkładzie zabezpieczającym przed przemakaniem i przekłuciem.**

Pojemnik na odpady medyczne o pojemności 0,8l. Przeznaczony do zbierania drobnych odpadów medycznych, igieł ostrzy od lancetów. Etykieta ostrzegawcza.

**Wymiary:** dł., szer., wys. 85 x 85 x 150 mm.

**Opakowanie:** 1szt.