

Dane aktualne na dzień: 05-04-2025 18:22

Link do produktu: <https://higienadent.com/kavo-katnica-expertmatic-lux-e25l-p-2034.html>



KaVo kątница ExpertMatic LUX E25L

Cena	2 499,00 zł
Cena poprzednia	2 700,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	KaVo Dental

Opis produktu

Instrumenty KaVo EXPERTmatic - szybka i precyzyjna praca, najwyższa niezawodność, doskonałe światło. Następca serii INTRAccompact.

KaVo Kątница ExpertMatic LUX E25L

Właściwości:

- kątница przyspieszająca na wiertło turbinowe
- przełożenie 1:5
- trójdrożny spray
- ceramiczne łożyska
- szerokokątny światłowód
- wymienny mikrofiltr wody

