

Link do produktu: <https://higienadent.com/kavo-multiflex-460-led-szybkozlaczka-ze-swiatlem-led-1szt-p-2521.html>

KaVo MULTiflex 460 LED szybkozłączka ze światłem LED 1szt.



Cena	900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	KaVo Dental

Opis produktu

KaVo MULTiflex 460 LED szybkozłączka ze światłem LED kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami KaVo.

Wygoda pracy różnymi instrumentami, możliwość dowolnego rozbudowywania wyposażenia praktyki w końcówki. Złączka umożliwia obrót instrumentów o 360°.

Właściwości:

- szybka i płynna wymiana instrumentów (na jeden "klik");
- wszechstronność zapewniająca możliwość współpracy z szeroką gamą końcówek;
- światło LED;
- umożliwia obrót instrumentów o 360°;
- posiada zawór anty-retrakcyjny.

Budowa złączki:



1. Zabezpieczenie lampy
2. Wbudowana lampa wysokociśnieniowa (łatwa do wymiany)
3. Podawanie powietrza
4. Odprowadzenie powietrza
5. Spray wodny
6. Spray powietrzny
7. Uszczelka zabezpieczająca złączkę
8. Obrotowa regulacja natężenia chłodzenia wodnego.
9. Zawór antyabsorpcyjny
10. Spray wodny
11. Przyłączenia elektryczne
12. Spray powietrzny
13. Podawanie powietrza
14. Odprowadzenie powietrza

15. Wszystkie części są od siebie oddzielone uszczelkami.

Program MULTiflex pozwala na podłączenie:

- Wszystkich turbin KaVo z podłączeniem MULTiflex
- Skalera KaVo SONICflex.
- Piaskarki KaVo RONDOflex do opracowywania ubytków metodą abrazji powietrznej.
- Piaskarki KaVo PROPHYflex 3 do profesjonalnego oczyszczania zębów.
- KaVo CORONAflex do usuwania koron i mostów.
- Wszystkich mikrosilników KaVo INTRAfLEX LUX
- Instrumentu DiaLUX z dodatkowym źródłem światła do badania próchnicy.
- Mikrosilnika powietrznego 181M, oraz (poprzez to) wszystkich kątnic i prostnic KaVo.

Opakowanie: 1szt.