

Link do produktu: <https://higienadent.com/kavo-olej-do-konserwacji-koncovek-stomatologicznych-quattrocare-plus-spray-500-ml-p-2299.html>



## KAVO olej do konserwacji końcówek stomatologicznych QUATTROcare Plus Spray 500 ml

Cena	<b>118,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>001366</b>
Producent	<b>KaVo Dental</b>

### Opis produktu

**QUATTROcare Plus Spray olej serwisowy do konserwacji końcówek stomatologicznych, przeznaczony do urządzenia QUATTROcare Plus (urządzenia do automatycznego czyszczenia końcówek stomatologicznych i ich oliwienia).**

Zastosowanie:

- turbiny
- kątnice
- prostnice
- końcówki (wysoko i niskoobrotowe)
- automatyczne urządzenie QUATTROcare Plus\*

\* Stosowanie oleju w urządzeniu QUATTROcare Plus gwarantuje odpowiednie, automatyczne dozowanie i najlepiej przeprowadzony proces konserwacji końcówek, dając tym samym gwarancję przedłużenia ich żywotności.

Opakowanie: spray 500ml