

Link do produktu: <https://higienadent.com/kavo-piaskarka-abrazyjna-rondoflex-plus-360-1szt-p-2520.html>



KaVo piaskarka abrazyjna RONDOflex Plus 360 1szt.

Cena	5 850,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	KaVo Dental

Opis produktu

KaVo Piaskarka abrazyjna RONDOflex Plus 360 - piaskarka przeznaczona do abrazyj powietrznej.

Posiada dodatkowy strumień wody i zmniejszoną ilość proszku.

Wskazania:

- do usuwania tkanek zębów i wypełnień

Zalety:

- z dodatkowym strumieniem wody, który zapewnia mniejsze pylenie proszku, znacznie mniejszy zasięg pylenia, łatwiejsze do usuwania cząstki korundu oraz bardziej komfortowe leczenie;
- cicha, delikatna praca, komfort dla pacjenta;
- prosty, dokładny oraz wydajny, minimalnie inwazyjny i czysty proces abrazyj;
- płynność obsługi i elastyczność w różnych miejscach pracy dzięki złączu MULTIflex: : Wystarczy podpiąć na klik. Bez dodatkowych urządzeń. Bez dodatkowych połączeń. Bez skomplikowanego montażu;
- Zawiera 2 kaniule - do pracy płaszczynowej i punktowej. 110° mała (0,46 mm) - skuteczna kaniula do zabiegów punktowych oraz 110° duża (0,60 mm) - skuteczna kaniula do zabiegów płaszczynowych.

Zestaw zawiera:

- 1szt. RONDOflex plus 360 Nr kat. 1.002.2179
- kaniula 110° - 0,60 mm Nr kat. 1.002.6251
- kaniula 110° - 0,46 mm Nr kat. 1.002.9176
- klucz (do wymiany kaniuli) Nr kat. 1.002.6250
- opakowanie z proszkiem 27 µm (uzupełnienie proszku) Nr kat. 1.003.1235
- opakowanie z proszkiem 50 µm (uzupełnienie proszku) Nr kat. 1.003.1236
- gumowa pokrywka (do pojemnika na proszek) Nr kat. 1.000.2678
- proszek 27 µm & 50 µm; po 75 g
- igła do dyszy Nr kat. 0.573.6052
- wiertło do czyszczenia Nr kat. 0.573.0321