

Link do produktu: <https://higienadent.com/kavo-prophypearls-piasek-do-piaskarki-250g-p-2437.html>



Kavo Prophypearls piasek do piaskarki 250g

Cena	116,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1.010.1798
Producent	KaVo Dental

Opis produktu

Kavo Prophypearls to unikalny proszek nowej generacji, który skutecznie usuwa płytkę nazębną i kamień nazębny, nie uszkadzając szkliwa zębów i otaczających tkanek.

Specjalny kształt cząstek proszku dłużej działa - co prowadzi do doskonałych rezultatów, mianowicie działanie jest szybkie, nieagresywne i maksymalnie delikatne dla zęba i dziąseł.

Kavo Prophypearls to kuliste granulki, które zapewniają optymalną siłę czyszczenia: okrągły kształt granulek zapewnia większą liczbę punktów kontaktu niż zwykły proszek, dzięki czemu czyści skuteczniej. Dodatkowo dzięki brakowi ostrych krawędzi drobinki proszku wyjątkowo delikatnie działają na zęby.

Właściwości:

- delikatny dla dziąseł,
- niska ścieralność,
- średnica ziaren 60-70 µm,
- bezsmakowy.

Opakowanie: 250g