

Link do produktu: <https://higienadent.com/kavo-rondoflex-piasek-do-piaskarki-1000g-p-2440.html>



## Kavo Rondoflex piasek do piaskarki 1000g

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>177,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>001645</b>      |
| Producent        | <b>KaVo Dental</b> |

### Opis produktu

**Kavo Rondoflex piasek do piaskarek abrazyjnych i piaskarek Kavo Rondoflex, mający zastosowanie w protetyce, ortodontcji, stomatologii.**

Występuje w dwóch wersjach:

- ziarnistość 27  $\mu\text{m}$  (tlenek glinu o wielkości cząstek 27 mikronów) - delikatny - przeznaczony do miękkich powierzchni i materiałów kompozytowych,
- ziarnistość 50  $\mu\text{m}$  (tlenek glinu o wielkości cząstek 50 mikronów) - silny, do agresywnego szlifowania - przeznaczony do twardych powierzchni (metale, ceramika)

Zastosowanie:

- oczyszcza bruzdy,
- przygotowuje powierzchnie do klejenia,
- usuwa pozostałości cementu z koron i mostów.

Opakowanie: 1000g

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj:** 27  $\mu\text{m}$  , 50  $\mu\text{m}$