

Link do produktu: <https://higienadent.com/kenda-gumki-do-polerowania-1szt-p-1805.html>

Kenda gumki do polerowania / 1szt.



Cena	4,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	910.C.100
Producent	Kenda

Opis produktu

Kenda Gumki do polerowania kompozytów, kompomerów i ceramiki.

Kilka kolorów, różne stopnie ścieralności:

- zielone - do pośredniego polerowania, nadają gładką, jedwabną powierzchnię. 3000-7.500 obrotów/min.
- różowe - do ostatecznego, bardzo dokładnego polerowania oraz nadawania wysokiego połysku. 3000-7.500 obrotów/min.
- żółte - do wstępnego, zgrubnego polerowania, opracowanie do osiągnięcia właściwego kształtu i powierzchni. 7.500-10.000 obrotów/min.
- białe - do wstępnego polerowania, opracowanie do osiągnięcia właściwego kształtu i powierzchni. 7.500-10.000 obrotów/min.
- fioletowe - do bardzo dokładnego polerowania. Posiadają diamentowy nasyp. 7.500-10.000 obrotów/min.

Cztery kształty dla precyzyjnego polerowania powierzchni:

- tarczka
- płomyk
- kielich duży
- kielich mały

Wszystkie polerki są dostępne w wersji autoklawowalnej, do użytku przez wielu pacjentów (sterylizacja w autoklawie w temp.135°).



Opakowanie: 1szt. w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wzór: kielich duży biały , kielich duży fioletowy , kielich duży różowy , kielich duży zielony , kielich duży żółty , kielich mały biały , kielich mały fioletowy , kielich mały różowy , kielich mały zielony , kielich mały żółty , płomyk biały , płomyk duży fioletowy , płomyk duży żółty , płomyk fioletowy , płomyk różowy , płomyk zielony , płomyk żółty , tarczka biały , tarczka fiolet , tarczka różowy , tarczka zielony