

Link do produktu: <https://higienadent.com/kerr-caviwipes-chusteczki-dezynfekcyjne-160szt-p-2292.html>



## Kerr CaviWipes chusteczki dezynfekcyjne 160szt.

Cena	<b>28,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>34,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>4731160</b>
Producent	<b>Kerr</b>

### Opis produktu

**CaviWipes chustki do dezynfekcji sprzętu medycznego i stomatologicznego.** Skuteczne przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2. CaviWipes to jednorazowe, gotowe do użycia chusteczki nasączone preparatem CaviCide, zapewniające skuteczne usuwanie zanieczyszczeń i szybką dezynfekcję o szerokim spektrum działania.

CaviWipes to trwałe, wykonane z włókniyny, dokładnie nasączone płynem chustki, które nie wysychają i nie zbijają się podczas użycia.

Chustki CaviWipes nie zawierają aldehydów, fenoli, środków wybielających czy innych toksycznych chemikaliów

CaviWipes są odpowiednie do nieporowatych powierzchni urządzeń medycznych, które wymagają środków do czyszczenia i dezynfekcji o szerokim spektrum działania. Płyn w chustkach zawiera 17,2% alkoholu izopropylowego, który gwarantuje skuteczne działanie przeciw SARS-CoV-2 (zgodnie z EN 1447), grzybom, bakteriom, wirusom i prątkom, w ciągu 3 minut.