

Link do produktu: <https://higienadent.com/kerr-cleanic-pasta-do-zebow-bez-fluoru-100g-p-2622.html>



Kerr Cleanic pasta do zębów bez fluoru 100g

Cena	70,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	8%000339
Producent	Kerr

Opis produktu

Kerr Pasta do zębów Cleanic jest jedyną, uniwersalną pastą profilaktyczną o zmiennych właściwościach abrazyjnych, która umożliwia jednoetapowe, skuteczne oczyszczenie i polerowanie powierzchni zębów. Zawarta w paście unikalna substancja ścierna- perlit - zmienia swą strukturę podczas pracy, od gruboziarnistej po drobnoziarnistą, co sprawia, że w miarę upływu czasu zabiegu doskonale własności czyszczące pasty ustępują wyjątkowym własnościom polerującym.

Perlit sprawia, że Cleanic jest łagodną pastą profilaktyczną, która zapewnia wysoką skuteczność zabiegu. Pasta nie powoduje uszkodzeń twardych tkanek zęba i umożliwia znaczne skrócenie czasu zabiegu profilaktycznego.

Zalety:

- pasta typu wszystko w jednym oparta na technologii perlitu: uniwersalna pasta o zmiennej abrazyjności, która zapewnia dużą zdolność czyszczenia i delikatne działanie polerujące (dzięki dynamicznemu zachowaniu cząstek perlitu)
- jednoetapowa aplikacja: czyszczenie i polerowanie w jednym etapie (15 sek., 1-3 zęby)
- skrócenie czasu zabiegu profilaktycznego z wyjątkowymi efektami
- łagodność: łagodna dla tkanek (RDA: 27.0, REA: 4.3) i skuteczna pasta profilaktyczna
- gęstość: zwiększona gęstość (pasta w tubach) zapewnia doskonale własności użytkowe i zmniejsza możliwość rozpryskiwania pasty w czasie zabiegu.

Pasta o smaku zielonego jabłka nie zawiera mentolu i jest szczególnie przydatna w przypadku pacjentów alergicznych, leczonych homeopatycznie i z nowotworami jamy ustnej.

Dostępne smaki:

- pasty z fluorem - mięta, zielone jabłko, jagoda (dostępne w pozostałych ogłoszeniach).
- pasta bez fluoru -mięta

Jednoetapowe oczyszczanie i polerowanie


Cząsteczki wulkanicznego perlitu (naturalnej krzemionki) zmieniają właściwości abrazyjne w trakcie zabiegu.

Czyszczenie

W pierwszych sekundach działania pasta ma właściwości ściernie – skutecznie oczyszczające powierzchnię zębów.

Polerowanie

Po kilku sekundach pracy, pod naciskiem, cząsteczki perlitu zaokrąglają się, a pasta staje się pastą polerską zapewniającą wysoki połysk.



Dostępne opakowanie: 100 g

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pasta Cleanic: Pasta jabłkowa , Pasta miętowa , Pasta owocowa