

Link do produktu: <https://higienadent.com/kerr-harmonize-universalny-kompozyt-nanohybrydowy-4g-p-3525.html>



Kerr Harmonize uniwersalny kompozyt nanohybrydowy 4g

Cena	170,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Kerr

Opis produktu

Kerr Harmonize uniwersalny kompozyt nanohybrydowy. Nowa generacja ART Adaptive Response Technology - generacja nanocząsteczek wypełniacza, która posiada wysoką zdolność wpasowywania się w tkanki twarde i pomaga otrzymać naturalne wypełnienie w łatwy sposób.

ART to estetyczne i wytrzymałe wypełnienia, zmienne odbijanie fali światła z efektem kameleona. Harmonize jest pierwszym kompozytem rozpraszającym i odbijającym światło w sposób podobny do ludzkiego szkliwa.

Właściwości:

- wzmocniona struktura wypełniacza. Bardzo małe, kuliste cząstki krzemionki i tlenku cyrkonu łączą się ze sobą tworząc wzmocnioną strukturę kompozytu,
- wytrzymałość. Wysoka zawartość cząsteczek wypełniacza zapewnia większą wytrzymałość mechaniczną,
- wszechstronność. Kerr Harmonize przeznaczony jest do bezpośrednich uzupełnień wszystkich klas ubytków na zębach przednich i bocznych; dodatkowe wskazania: odbudowa ubytków szkliwa po urazach, naprawa uzupełnień tymczasowych, odbudowa ubytków stałych ceramicznych, małych zagłębień zgryzowych,
- doskonałe zachowanie połysku i lepsza polerowalność,
- lepkość adaptacyjna ułatwiająca modelowanie kompozytu i zapobiegająca kapaniu,
- zmniejszenie przyczepności i uproszczenie modelowania,
- większa wydajność polimeryzacji zapewniająca dłuższą trwałość.

Kolory:

- enamel A1,A2,A3,
- dentin A1,A2,A3,A3,5,A4.

Opakowanie: Kerr Harmonize strzykawka 4g w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Dentin A1 , Dentin A2 , Dentin A3 , Dentin A3,5 , Dentin A4 , Enamel A1 , Enamel A2 , Enamel A3