

Link do produktu: <https://higienadent.com/kerr-herculite-xrv-mini-swiatloutwardzalny-material-kompozytowy-3g-p-3580.html>



Kerr Herculite XRV Mini światłoutwardzalny materiał kompozytowy 3g

Cena	42,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KAT00539
Producent	Kerr

Opis produktu

Herculite XRV światłoutwardzalny, mikrohybrydowy materiał kompozytowy o średniej gęstości, przeznaczony do wypełnień ubytków wszystkich klas w zębach przednich i bocznych. Wskazania do stosowania materiału obejmują: ubytki klasy I, II, III, IV, V, erozje oraz licówki bezpośrednie.

Cechy i zalety:

- wysoka zawartość wypełniacza (ok. 79% wag.); średnia wielkość cząstek wypełniacza ok. 0,6 μm,
- wieloletnie obserwacje kliniczne świadczące o trwałości i jakości,
- dobra plastyczność pozwalająca na modelowanie i kształtowanie kompozytu, bez jego spływania,
- szeroka gama kolorystyczna, dająca ogromną wszechstronność i duże możliwości estetyczne.

Opakowanie: Kerr Herculite XRV Mini strzykawka 3g w kolorze **DENTIN A3**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Dentin A3