

Link do produktu: <https://higienadent.com/kerr-maxcem-elite-clear-2-x-5g-samotraviacy-samoadhezyjny-cement-dentystyczny-p-2389.html>



## Kerr Maxcem Elite Clear 2 x 5g - samotrawiący, samoadhezyjny cement dentystyczny

Cena **319,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **34058**

Producent **Kerr**

### Opis produktu

#### **Samotraviący, samoadhezyjny cement dentystyczny Maxcem Elite.**

**Maxcem Elite** - wyrafinowany w swej prostocie samotrawiący, samoadhezyjny cement kompozytowy, przeznaczony do osadzania pośrednich uzupełnień protetycznych. Zapewnia wyższą siłę wiązania i ponadprzeciętną łatwość stosowania. Wykorzystuje sprawdzoną technologię, przy optymalnej wygodzie pracy: zapewnia łatwe usuwanie nadmiarów, nie wymaga ręcznego mieszania i przechowywania w warunkach chłodniczych.

Zalety nowego cementu Maxcem:

- o 90% większa adhezja do zębiny w stosunku do aktualnej wersji cementu: Maxcem Elite wykorzystuje ten sam wyjątkowy monomer, co produkty z rodziny systemów wiążących OptiBond firmy Kerr. Zoptymalizowana matryca kompozytowa oraz system wypełniaczy poprawiają zwilżalność, zwiększając adhezję do zębiny\*,
- łatwość oczyszczania One-Peel gwarantuje powtarzalność efektów: właściwości tiksotropowe Maxcem Elite ułatwiają aplikację materiału i usuwanie pozostałości po jego zastosowaniu,
- brak zmiany koloru dla lepszej estetyki: Zmiana koloru w Maxcem Elite jest wręcz niezauważalna w porównaniu z systemami zawierającymi aminy trzeciorzędowe. Zmiana koloru postępująca z czasem jest mniejsza, niż w przypadku innych wiodących samoadhezyjnych lub adhezyjnych cementów kompozytowych.

\* Badania niezależne dostępne na życzenie

## Jeden cement do wszystkich wskazań.



### To, co najlepsze z obu światów

Ciesz się prostotą cementu samoadhezyjnego i pewnością, jaką daje cement adhezyjny w połączeniu z uniwersalnym systemem wiążącym. Maxcem Elite i Maxcem Elite Chroma zapewniają doskonałą jakość adhezję prac pośrednich przy cementowaniu ze światłem, bez dostępu światła i w trybie dualnym.



### Uniwersalna kompatybilność

Dzięki zastosowaniu jednego cementu do wszystkich prac pośrednich Twoja praca będzie łatwiejsza. Cementy kompozytowe Maxcem Elite i Maxcem Elite Chroma są kompatybilne ze wszystkimi\* rodzajami podłoża i odbudów pośrednich, w tym z porcelaną, porcelaną na metalu i materiałów CAD/CAM.



### Wzmociona siłą wiązania

Samotrawiący, samoadhezyjny cement Maxcem Elite w porównaniu z innymi cementami samoadhezyjnymi oferuje jedną z najwyższych sił wiązania, zarówno w środowisku suchym, jak i mokrym.




### Inteligencja i prostota

Technologia usuwania nadmiarów One-peel™ jeszcze bardziej ułatwia pracę. Dodatkowo, w wersji Maxcem Elite Chroma różowy kolor cementu zanika w fazie żelu, informując o optymalnym czasie usuwania nadmiarów. Bez ręcznego mieszania, przechowywania w lodówce i zgadywania – cementowanie i usuwanie nadmiarów za każdym razem jest tak samo proste.

## Długotrwała estetyka

Uniwersalny cement kompozytowy Maxcem Elite i Maxcem Elite Chroma zapewnia długotrwałą stabilność koloru i wyjątkową estetykę. Unikalny, potwierdzony badaniami system inicjujący reakcję redoks, stosowany również w NX3 Nexus™, zmiany koloru wywołane upływem czasu są praktycznie niedostrzegalne.



### Właściwości:

- łatwość użycia: brak konieczności przechowywania w niskiej temperaturze, brak potrzeby ręcznego mieszania materiału,
- zgodność ze wszystkimi typami substratów protetycznych: zastosowanie przy ceramice do odcinka przedniego i bocznego, przy materiałach CAD/CAM oraz przy uzupełnieniach na bazie stopów metali,
- podwójne utwardzanie: skuteczny mechanizm wiązania chemicznego; gwarancja całkowitej polimeryzacji przy braku światła lub przy krótkim naświetleniu,
- wygodę aplikacji zapewniają dostępne oddzielnie końcówki wewnątrzustne i endodontyczne, które umożliwiają nakładanie materiału w miejscach trudnodostępnych.

---

Opakowanie: 2 x strzykawka 5g, końcówki mieszające.