

Link do produktu: <https://higienadent.com/kerr-occlubrush-szczoteczki-do-polerowania-10szt-p-3096.html>

Kerr Occlubrush szczoteczki do polerowania 10szt.



Cena	209,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Kerr

Opis produktu

Kerr Occlubrush szczoteczki do polerowania kompozytów, giasjonomerów i pośrednich uzupełnień protetycznych.

Szczoteczki Occlubrush skutecznie polerują bez ryzyka uszkodzenia struktury zęba ani brzegów uzupełnienia. Drobinki polerskie umieszczone we włosiu nie wymagają dodatkowego użycia pasty, można pracować szybciej niż w przypadku konwencjonalnych polerek.

Produkt można sterylizować w autoklawie w temp. 134 °C czas 3 min.

Opakowanie: 10szt. w wybranym wariantcie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: 2510 duży kielich , 2511 mały kielich , 2512 płomyk