

Link do produktu: <https://higienadent.com/kerr-occlubrush-szczoteczki-do-polerowania-mix-zestaw-15szt-p-3098.html>



Kerr Occlubrush szczoteczki do polerowania MIX zestaw 15szt.

Cena **354,99 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **A**

Producent **Kerr**

Opis produktu

Kerr Occlubrush szczoteczki do polerowania kompozytów, giasjonomerów i pośrednich uzupełnień protetycznych.

Szczoteczki Occlubrush skutecznie polerują bez ryzyka uszkodzenia struktury zęba ani brzegów uzupełnienia. Drobinki polerskie umieszczone we włosiu nie wymagają dodatkowego użycia pasty, można pracować szybciej niż w przypadku konwencjonalnych polerek.

Produkt można sterylizować w autoklawie w temp. 134 °C czas 3 min.

Opakowanie: 2520 MIX 15szt. (5 x płomyk, 5 x mały kielich, 5 x duży kielich).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: 2520 mix