

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 21:20

Link do produktu: <https://higienadent.com/kerr-optidisc-sample-kit-187-126mm-p-1691.html>

## Kerr OptiDisc Sample Kit 187 12.6mm



|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena             | <b>85,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>000900</b>   |
| Producent        | <b>Kerr</b>     |

### Opis produktu

**KERR OptiDisc to system krążków do opracowania i polerowania powierzchni materiałów kompozytowych, kompomerów, szkło-jonomerów, amalgamatu oraz metali szlachetnych i półszlachetnych.** Krążki są transparentne, co zapewnia widoczność w czasie opracowania powierzchni, a opatentowany system mocowania krążków oraz specjalna powłoka na powierzchni trzymadełka zapewniają bezpieczną pracę w każdych warunkach.

Opakowanie zawiera:

- 1x OptiDisc Extra-Coarse, 12.6 mm, 15 szt. - 4198
- 1x OptiDisc Fine, 12.6 mm, 15 szt. - 4185
- 1x OptiDisc Coarse/Medium, 12.6 mm, 15 szt. - 4184
- 1x OptiDisc Extra-Fine, 12.6 mm, 15 szt. - 4186



**NADANIE  
KSZTAŁTU**

Extra-Coarse  
80  $\mu\text{m}$



**WYKAŃCZANIE**

Coarse / Medium  
40  $\mu\text{m}$



**POLEROWANIE**

Fine  
20  $\mu\text{m}$



**NADANIE  
POŁYSKU**

Extra-Fine  
10  $\mu\text{m}$