

Link do produktu: <https://higienadent.com/kerr-optidisc-system-krazkow-do-opracowywania-80-szt-p-1581.html>



## Kerr OptiDisc - system krążków do opracowywania 80 szt.

Cena	<b>85,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>4181</b>
Producent	<b>Kerr</b>

### Opis produktu

**KERR OptiDisc to system krążków do opracowania i polerowania powierzchni materiałów kompozytowych, kompozytów, szkło-jonomerów, amalgamatu oraz metali szlachetnych i półszlachetnych.** Krążki są transparentne, co zapewnia widoczność w czasie opracowania powierzchni, a opatentowany system mocowania krążków oraz specjalna powłoka na powierzchni trzymadełka zapewniają bezpieczną pracę w każdych warunkach.



Opakowanie: 80 szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj:** 4181 , 4182 , 4183 , 4184 , 4185 , 4186 , 4187 , 4197 , 4198