

Link do produktu: <https://higienadent.com/kerr-optishine-jednoetapowy-system-szczoteczek-do-polerowania-2514-10szt-p-3100.html>



Kerr Optishine jednoetapowy system szczoteczek do polerowania 2514 10szt.

Cena **260,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **A**

Producent **Kerr**

Opis produktu

Kerr Optishine jednoetapowy system szczoteczek do polerowania. Do każdego typu powierzchni wypełnień, nawet tych trudno dostępnych, stycznych i tych z bruzdami.

Pierwsza szczoteczka do polerowania o wklęsłej powierzchni. Doskonałe rezultaty, efekt końcowy, wysoka estetyka. Nie wymaga stosowania pasty, ponieważ polerujące drobinki węgla krzemu znajdują się w szczoteczce. Produkt można sterylizować w autoklawie w temp. 134°C 3min.

Przeznaczenie: odbudowy kompozytowe, kompomery, szkło-jonomery modyfikowane żywicą i ceramika.

Opakowanie: Kerr Optishine 2514 10szt.