

Link do produktu: <https://higienadent.com/kerr-pro-cup-gumki-do-polerowania-30szt-p-3092.html>



Kerr Pro-Cup gumki do polerowania 30szt.

Cena	84,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Kerr

Opis produktu

Kerr Pro-Cup gumki do polerowania. Higieniczne, skuteczne, delikatne i bezpieczne polerowanie powierzchni zębów i wypełnień.

Jednorazowe, bez konieczności sterylizacji, materiał o niskim współczynniku tarcia zapobiega przegrzewaniu powierzchni zębów. Bez dodatkowego lateksu w składzie. Gumki Pro-Cup zapewniają polerowanie i aplikację past profilaktycznych bez rozpryskiwania, spiralnie ułożone blaszki (zew. i wew.) przemieszczają pastę i ślinę w kierunku krawędzi gumki.

Dostępne opakowanie: soft, na kątnicę, niebieskie, 990/30.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: Pro-Cup 990/30, soft, na kątnicę