

Link do produktu: <https://higienadent.com/kerr-revolution-formula-2-4x1g-swiatloutwardzalny-plynnny-material-kompozytowy-p-2225.html>



Kerr Revolution Formula 2 4x1g - światłoutwardzalny, płynny materiał kompozytowy

Cena	185,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	8%000251
Producent	Kerr

Opis produktu

Kerr Revolution - Płynny materiał kompozytowy. Revolution Formula 2 jest światłoutwardzalnym, płynnym materiałem kompozytowym, przeznaczonym do wypełnień ubytków klasy III, IV i V. Materiał zawiera 60% mikrohybrydowego wypełniacza o średniej wielkości 0,6 mikrona. Niewielka gęstość kompozytu ułatwia jego rozprowadzenie i modelowanie, czyniąc go idealnym we wszystkich technikach mało inwazyjnych. Revolution Formula 2 cechuje doskonała polerowalność i stabilność koloru, a uzyskane efekty estetyczne są wyjątkowe. Materiał dostępny jest w poręcznych, 1 g strzykawkach.

Dostępne kolory: A2,A3.

Opakowanie: strzykawki 4x1g w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A2 , A3