

Link do produktu: <https://higienadent.com/kerr-softclamp-klamry-do-koferdamu-5250-5szt-p-3358.html>



Kerr SoftClamp klamry do koferdamu 5250 5szt.

Cena	129,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Kerr

Opis produktu

Kerr SoftClamp klamry do koferdamu, alternatywa dla klamer metalowych.

Kompatybilne ze wszystkimi typami kleszczy do klamer, zapewniają pewne i bezpieczne utrzymanie gumy na trzonowcach o różnych rozmiarach i kształtach.

Brak ostrych krawędzi minimalizuje ryzyko uszkodzenia tkanek miękkich, zęba lub wypełnienia. Produkt wielokrotnego użytku, można sterylizować w autoklawie.

Opakowanie: Kerr Softclamp nr 5250 5szt.