

Link do produktu: <https://higienadent.com/kerr-temp-bond-ne-klasyczny-cement-tlenkowo-cynkowy-50-x-2-4g-p-2441.html>



## Kerr Temp-Bond NE klasyczny cement tlenkowo-cynkowy 50 x 2,4g

Cena	<b>199,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>31973</b>
Producent	<b>Kerr</b>

### Opis produktu

**Kerr Temp-Bond NE klasyczny cement tlenkowo-cynkowy, bez zawartości eugenolu. Przeznaczony do czasowego osadzania koron i mostów, wkładów inlay, onlay, szyn.**

Materiał nie wpływa negatywnie na wiązanie cementów na bazie żywic kompozytowych czy akrylowych materiałów tymczasowych.

Cechy i zalety:

- Wyjątkowa łatwość mieszania i doskonałe zapływanie, ułatwiające osadzenie uzupełnienia tymczasowego,
- Doskonałe połączenie z tkankami, które zapobiega mikroprzeciekowi i nadwrażliwości na bodźce ze środowiska jamy ustnej,
- Łatwość usuwania uzupełnienia - zapobieganie uszkodzeniu uzupełnienia i filaru,
- Jednorazowe saszetki pozwalające na szybkie przygotowanie materiału.

Opakowanie: 50 x saszetka 2,4g