

Link do produktu: <https://higienadent.com/kerr-temp-bond-ne-zestaw-50g-15g-cement-tlenkowo-cynkowy-p-1580.html>



## Kerr Temp-Bond NE / zestaw 50g + 15g - cement tlenkowo-cynkowy.

Cena	<b>100,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>61085</b>
Producent	<b>Kerr</b>

### Opis produktu

**Kerr Temp-Bond NE chemoutwardzalny cement tlenkowo-cynkowy.** Szczególnie polecany dla pacjentów uczulonych na eugenol (nie zawiera go w składzie). Produkt przeznaczony do tymczasowego cementowania prac protetycznych.

#### Właściwości:

- nie zawiera eugenolu. Nie wpływa negatywnie na polimeryzację cementów kompozytowych ani materiałów tymczasowych na bazie akrylu.
- łatwe osadzanie i usuwanie produktu,
- odporny na ściskanie,
- konsystencja i własności retencyjne: Zachowuje takie same właściwości jak tradycyjny Temp-Bond, zapewniając odpowiednią retencję i łatwość aplikacji.

#### Zastosowanie:

- tymczasowe osadzanie prowizorycznych koron, mostów i szyn.
- próbne osadzanie stałych uzupełnień protetycznych.

#### Opakowanie zawiera:

- baza 50g
- katalizator 15g
- bloczek do mieszania