

Link do produktu: <https://higienadent.com/kerr-x-ray-holder-pozycjoner-super-bite-senso-posterior-4szt-p-3339.html>



Kerr X-Ray Holder pozycjoner Super Bite Senso Posterior 4szt.

Cena	649,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Kerr

Opis produktu

Kerr X-Ray Holder pozycjoner Super Bite Senso Posterior to uniwersalne pozycjonery do bezpośredniego, cyfrowego obrazowania radiologicznego, przeznaczone do wykonywania zdjęć okołowierzchołkowych.

System zawiera pozycjonery do zębów przednich (zielone) i bocznych (czerwone), do zastosowania we wszystkich 4 kwadrantach. Dzięki unikalnej budowie klamer, Super-Bite Senso są zgodne ze wszystkimi rodzajami i rozmiarami czujników. Specjalnie zaprojektowany stoper pozwala na umieszczenie czujnika w ten sposób, by za każdym razem uwidocznić okolicę okołowierzchołkową zęba. Ta własność stanowi prawdziwy przełom w projektowaniu pozycjonerów. Można je sterylizować w autoklawie, w temp. do 134°C, przez minimum 3 min.

Uzyskaj obraz dokładnie taki, jakiego potrzebujesz, z dowolnym rodzajem czujnika.

Unikalna budowa klamer umożliwia precyzyjne ustawienie dowolnego czujnika – z przewodem lub bez (czujniki bezprzewodowe).

Pozycjonery są zgodne ze wszystkimi popularnymi markami czujników. Można z nimi stosować czujniki w rozmiarach 0 – 2. Pasują do wszystkich rodzajów tubusów.

Specjalnie zaprojektowany stoper pozwala na umieszczenie czujnika w taki sposób, by uwidocznić całą okolicę przywierzchołkową zęba.

Specjalny mechanizm utrzymujący czujnik w ustalonej pozycji.

Klamry zaprojektowano w taki sposób, by nie uszkadzały jednorazowych osłonek zakładanych na czujnik.

Opakowanie zawiera: 4 x Super-Bite Senso Posterior with Ring