

Link do produktu: <https://higienadent.com/kettenbach-dental-mucopren-soft-silicone-50ml-silikon-do-podscielania-protez-p-3624.html>

WKRÓTCE ZAMIEŚCIMY
ZDJĘCIE PRODUKTU

Kettenbach Dental Mucopren Soft Silicone 50ml silikon do podścielania protez

Cena	225,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	000894
Producent	Kettenbach Dental

Opis produktu

Mucopren Soft Silicone - wysokiej jakości materiał silikonowy od firmy Kettenbach Dental, przeznaczony do podścielania protez ruchomych.

Dzięki doskonałym właściwościom mechanicznym i biologicznym, zapewnia trwały komfort użytkowania oraz idealne dopasowanie protez.

Cechy produktu:

- Trwała elastyczność i odporność na rozdarcie
- Stabilność wymiarowa - brak skurczu i odkształceń
- Łatwa aplikacja - system kartuszowy 50 ml
- Biokompatybilny i bezpieczny dla tkanek jamy ustnej
- Komfortowa konsystencja - idealna adaptacja do warunków w jamie ustnej

Zastosowanie:

- Podścielanie protez ruchomych
- Czasowe wyściółki protez w trakcie leczenia
- Naprawy i korekty powierzchni przylegającej protezy

Dane techniczne:

Rodzaj: silikon kondensacyjny, miękki
System: automatyczne mieszanie w kartuszu
Kolor: różowy

Zawartość opakowania:

1 x kartusz 50 ml (+ 10 końcówek mieszających)