

Link do produktu: <https://higienadent.com/kettenbach-dental-panasil-initial-contact-regular-2x50ml-p-2018.html>



Kettenbach Dental Panasil Initial Contact Regular 2x50ml

Cena	169,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Kettenbach Dental

Opis produktu

Panasil Initial Contact precyzyjny materiał wyciskowy typu addycyjnego o bardzo małej lepkości przeznaczonym do drugiego etapu pobierania wycisku.

Panasil Initial Contact Regular hydrofilowa masa wyciskowa o niskiej płynności. Zapewnia doskonałe odwzorowanie wycisku, sprężystość i wytrzymałość na rozerwanie.
Zastosowanie: wyciski jedno i dwuczaskowe.

Nr ref. 1343111
Opakowanie: 2x50ml