

Link do produktu: <https://higienadent.com/kettenbach-identium-mediumheavy-material-wyciskowy-o-wiazaniu-addycyjnym-na-bazie-winilosiloksaneteru-380ml-p-2744.html>



## KETTENBACH Identium Medium/Heavy - materiał wyciskowy o wiązaniu addycyjnym na bazie winilosiloksaneteru 380ml

Cena **339,99 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **A**

Producent **Kettenbach Dental**

### Opis produktu

**Identium Medium to średniopłynący elastomerowy materiał wyciskowy o wiązaniu addycyjnym na bazie winilosiloksaneteru cechujący się wysoką twardością końcową.**

Stworzony dla jednowarstwowej techniki wyciskowej skutecznie łączy wszystkie zalety polietrów i silikonów.

#### Właściwości:

- najlepsze cechy polieteru,
- najlepsze cechy A-silikonu,
- krótszy czas wiązania w jamie ustnej,
- doskonała płynność,
- wyważona hydrofilność.

#### Zalety dla użytkownika:

- dobra zdolność zapływania, optymalna hydrofilność,
- brak zapachu i smaku,
- duża twardość końcowa natychmiast po związaniu zapewnia optymalne mocowanie,
- bardzo długi czas pracy w jamie ustnej, dzięki czemu materiał jest idealny do dużych uzupełnień.

#### Korzyści dla dentysty:

- optymalna płynność w wilgotnym środowisku: podstawa dla maksymalnej precyzji,
- bardzo krótki czas wiązania w jamie ustnej pozwala zaoszczędzić czas pracy,
- szeroki wachlarz zastosowań (wyciski typu pick-up, czynnościowe i pod korony oraz mosty): potrzebny jest tylko jeden materiał,
- łatwe wyjmowanie z jamy ustnej i modelu, zapewnia bezstresowy proces pobierania wycisków.

#### Opakowanie:

380 ml wybranego wariantu produkt

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**dostępne warianty:** Heavy , Medium