

Link do produktu: <https://higienadent.com/klucz-do-wkladow-koronowo-korzeniowych-1szt-p-2668.html>



Klucz do wkładów koronowo-korzeniowych 1szt.

| | |
|------------------|-----------------|
| Cena | 22,99 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | A |
| Producent | SDI |

Opis produktu

Klucz do wkładów koronowo-korzeniowych. Ułatwia aplikację wkładu do kanału zęba. Klucz do wkładów koronowo-korzeniowych to narzędzie stomatologiczne używane głównie w endodoncji i protetyce. Służy do precyzyjnego zakładania oraz usuwania wkładów koronowo-korzeniowych, które wzmacniają strukturę zęba po leczeniu kanałowym i stanowią podstawę do odbudowy korony protetycznej. Produkt wielokrotnego użytku, można sterylizować.

Zalety:

- wysoka precyzja działania, minimalizująca ryzyko uszkodzenia zęba,
- kompatybilność z różnymi systemami wkładów,
- możliwość sterylizacji, co zapewnia bezpieczeństwo pacjenta.

Do wyboru:

- krzyżowy
- nasadowy.

Opakowanie: klucz do wkładów w wybranym wariantcie (nasadowy, krzyżowy) 1szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: krzyżowy , nasadowy